Bidones de polietileno de alta densidad, con grifo

Bidón de HDPE con grifo



- Bidón y tapón de HDPE
- Para la distribución de soluciones de limpieza, desinfectantes y reactivos
- Posibilidad de pegar una etiqueta o escribir en las caras lisas
- Con asa
- Resistentes a los ácidos corrosivos

Ref.	Capacidad (l)	€
947847	20	**NC -**

Bidones rectangulares con grifo



- Tapón de polipropileno
- Asa ancha para un mejor agarre
- Graduación
- De PP autoclavable a 121°C

Ref.	Dimensiones An x p x al (mm) :	Volumen (l)	Color	Ø tapón (mm)	€
311105	131 x 270 x 415	5	Ámbar	83	**NC -**
311108	131 x 270 x 417		Blanco	83	**NC -**
311113	162 x 293 x 496	10	Ámbar	83	**NC -**
311115	162 x 293 x 495		Blanco	83	**NC -**
311121	205 x 345 x 614	20	Ámbar	83	**NC -**
311123	205 x 345 x 640		Blanco	120	**NC -**
311125	205 x 345 x 640			83	**NC -**
311135	250 x 433,2 x 771	40	Ámbar	120	**NC -**
311137	250 x 433,2 x 771		Blanco	120	**NC -**

Bidones de HDPE con grifo



- En HDPE
- Graduación azul
- Con tapón de rosca
- Grifo debe pedirse por separado

Volumen (l)	Ø cuerpo (mm)	Ø boca int. (mm)	Altura (mm)	Ref.	€
10	206	50	427	**063358**	**NC -**
60	346	50	823	**063364**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
063318	Grifo de HDPE azul, para bidones 5 - 60 l	**NC -**
063341	Grifo de PP azul, para bidones 5 - 60 l	**NC -**
063340	Conector HDPE, azul grifo de PP	**NC -**

Bidones fluorados con grifo Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE









- En HDPE
- Grifo Tefzel
- Para almacenamiento y distribución de disolventes
- Superficies fluoradas, reducen la difusión de disolventes
- Graduaciones moldeadas
- Asa de acero inoxidable
- Grifo de sustitución de polipropileno para uso convencional
- Grifo de sustitución de etileno tetrafluoroetileno para disolventes

Capacidad (l)	9	20
Dimensiones (mm)	216 x 146 x 343	318 x 219 x 381
Ref.	**029194**	**029195**
€	**NC -**	**NC -**
Ref. tapón de cierre para grifo	**029374**	
€	**NC -**	
Ref. grifo PP sustitución	**029110**	
€	**NC -**	
Ref. grifo ETFE sustitución	**029872**	
€	**NC -**	