# Bidones de policarbonato, con grifo

## Bidones rectangulares de policarbonato con grifo Nalgene™









- Autoclavables
- Transparentes, graduaciones moldeadas
- Resistentes a choques
- Apto para cámaras frigoríficas
- Asa robusta de acero inoxidable
- Grifo de sustitución de polipropileno para uso convencional
- Grifo de sustitución de etileno tetrafluoroetileno para disolventes

| Capacidad (l) | 9 | 20 |
|---|---|---|
| L x An x Al (mm) | 216 x 146 x 362 | 318 x 219 x 381 |
| Ref. | 029133 | 029134 |
| € | NC - | NC - |
| Ref. tapón de recambio | 029374 | |
| € | NC - | |
| Ref. grifo PP sustitución | 029110 | |
| € | NC - | |
| Ref. grifo ETFE sustitución | 029872 | |
| € | NC - | |

## Bidones de policarbonato transparente Nalgene™



- Ideal para almacenar reactivos y medios
- De policarbonato transparente, autoclavables
- Con tapón de rosca estanco 83B, con grifo

| Ref. | Volumen (l) | ø x al (mm) | ø int. boca (mm) | Grifo | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 029120 | 10 | 249 x 381 | 64 | Sí | NC - |
| 029121 | 20 | 282 x 513 | 64 | Sí | NC - |

# Jerricans de polipropileno, sin grifo

## Jerricans redondos con asa Nalgene™



- Autoclavables
- Herméticos
- De polipropileno
- Con abertura lateral para verter líquidos fácilmente

| Ref. | Capacidad (l) | Material | € |
|---|---|---|---|
| 029438 | 4 | PP | NC - |
| 029439 | 8 | PP | NC - |

# Bidones PETG, sin grifo

## Bidones rectangulares

- Asa ancha para un mejor agarre
- Graduación



| Ref. | Dimensiones An x p x al (mm) : | Volumen (l) | Color | Ø tapón (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 311102 | 128 x 170 x 307 | 2,5 | Transparente | 83 | NC - |
| 311111 | 131 x 220 x 417 | 5 | Transparente | 83 | NC - |
| 311119 | 162 x 273 x 501 | 10 | Transparente | 83 | NC - |
| 311133 | 205 x 345 x 640 | 20 | Transparente | 120 | NC - |