Jerricans de polietileno de baja densidad, sin grifo

Jerricans redondos con asa Nalgene™



- Autoclavables
- Herméticos
- De LDPE
- Con abertura lateral para verter líquidos fácilmente

Ref.	Capacidad (l)	Material	€
029450	4	LDPE	**NC -**
029383	8	LDPE	**NC -**

Barriles

Barriles de boca ancha de HDPE




- En HDPE
- Productos de calidad alimentaria
- Estancos y herméticos
- Temperatura máxima de llenado : +80 °C
- Temperatura de cierre : +30 °C

Capacidad (l)	6	10	15	20	26	55	68
Asas	Sin	Sin	Sin	Sin	Sin	Con	Con
Dimensiones Ø x al (mm)	198 x 265	274 x 239	274 x 328	274 x 418	316 x 426	410 x 518	410 x 632
Ø apertura (mm)	136	204	204	204	204	282	282
Peso bruto máximo (kg)	20	22	22	27	33	66	81
Ref.	**773001**	**773002**	**773003**	**773004**	**773005**	**773007**	**773008**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tapones de transferencia

Tapones multivía



Tapones multivía Serie T

- Para transferencia de líquidos (bombas peristálticas...)
- Simples y multiusos
- Sin tuercas ni férulas
- Antitorsión
- Cuerpo de PTFE
- Orificios para tubos rígidos de diámetro exterior 3,2 mm o adaptador Luer macho
- Con válvula de control y filtro para prevenir la fuga de vapores en el medio de trabajo y la contaminación de la solución

Tapones multivía Serie Q

- Para transferencia de líquidos (aplicaciones con presión)
- Antitorsión
- Cuerpo de PTFE
- Tubos conectados para orificios roscados 1/4"-28 de acero inoxidable y tuercas
- Recomendadas férulas Omni-Lok™ o sistema Gripper
- Incluyen un juego de tubos

Boca	Número de vías	Válvula	Tapones multivía Q		Tapones multivía T	
			Ref.	€	Ref.	€
GL 45	2	Ok	**910527**	**NC -**	**910695**	**NC -**
GL 45	3	Ok	**-**	**-**	**910696**	**NC -**
GL 45	4	Ok	**910684**	**NC -**	**910697**	**NC -**
38-340	2	Ok	**-**	**-**	**910698**	**NC -**
38-340	3	Ok	**-**	**-**	**910699**	**NC -**
38-340	4	Ok	**-**	**-**	**910700**	**NC -**
GL 32	2	Ok	**910688**	**NC -**	**-**	**-**
GL 45	2	-	**910689**	**NC -**	**910701**	**NC -**
GL 45	3	-	**910690**	**NC -**	**910702**	**NC -**
GL 45	4	-	**910691**	**NC -**	**910703**	**NC -**
38-340	2	-	**910692**	**NC -**	**910704**	**NC -**
38-340	3	-	**910693**	**NC -**	**910705**	**NC -**
38-340	4	-	**910694**	**NC -**	**910706**	**NC -**
GL 32	2	-	**-**	**-**	**910707**	**NC -**