Tapones de transferencia asépticos

Tapones con tubo para el llenado y vaciado de bidones Nalgene™ en condiciones asépticas.


- Se adapta a cualquier bidón de boca 83B ó 53B
- De polipropileno autoclavable
- Tapones con dos puntas externas y dos tubos internos en el bidón



Ref.	Tipo	Ø int. tubo	€
029107	53B	6,4 mm (1/4)	NC -
029108	83B	12,7 mm (1/2)	NC -
029109	83B	6,4 mm (1/4)	NC -

Tapones Top Works

- Tapones de polipropileno
- Autoclavables
- Herméticos
- Para la transferencia de líquidos de manera aséptica
- Con dos o tres puertos, con tubo flexible de silicona
- Los tubos se sueldan por fusión para formar un sistema de cierre de una sola pieza



Ref.	Modelo	Número de puertos	Dimensiones internas de tubos (pulgadas)	€
028999	38 - 430	3	(1) 1/4 ; (2) 1/8	NC -
029000	53B	Sin	-	NC -
029001	53B	2	(1) 1/4 ; (1) 1/4	NC -
029002	53B	3	(1) 1/8 ; (2) 1/4	NC -
029003	83B	Sin	-	NC -
029004	83B	2	(1) 1/4 ; (1) 1/2	NC -
029005	83B	3	(1) 3/8 ; (2) - 1/4	NC -
029369	GL45	3	(2) 1/4 ; (1) - 1/8	NC -

Tapón de llenado

- De polipropileno y junta de TPE
- Tipo 83B
- Con conectores rápidos internos y externos para la conexión de tubos
- Para tubos de 1/4" (6,3 mm) ó 3/8" (9,5 mm)

Ref.	Salida (mm)	Número de puertos	€/ caja
029421	6,3	2	NC -
029422	9,5	2	NC -
029423	6,3	3	NC -
029424	9,5	3	NC -



Conexiones de recambio para el tapón de llenado

- De polipropileno
- Atención:
  Nota: los tamaños no son intercambiables

+ productos en nuestras WEB



Ref.	Salida (mm)	Tipo	Unid./ caja	€/ caja
029426	6,3	Recta	6	NC -
029427	9,5	Recta	6	NC -
029428	6,3	Curvada	6	NC -
029429	9,5	Curvada	6	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB