FRASCOS LAVADORES serigrafiados - LOS BÁSICOS - De polietileno de baja densidad, boca ancha

Frascos lavadores de boca ancha de LDPE serigrafiados Azlon®



Serigrafía multilingüe de los nombres de los solventes más utilizados.

- Símbolos internacionales de identificación de los productos
- Tapón y punta realizados en una sola pieza: estanqueidad perfecta
- Código de reciclaje y volumen moldeados en la base

Etiquetado	Acetona	Etanol	Isopropanol	Metanol	Agua	Agua destilada	Agua desionizada	IMS	€ 5 unid.
Vol. (ml)	Rojo	Verde	Azul	Naranja	Blanco	Blanco	Blanco	Amarillo	
250	001357	001360	001359	001358	001356	001366	001368	232784	NC -
500	001362	001365	001364	001363	001361	001367	001369	232786	NC -

Frascos lavadores de boca ancha impresos



- LDPE color natural
- Redondos
- Con símbolo de peligro
- Impresiones de las sustancias contenidas en alemán, inglés y francés
- Se puede vaciar completamente incluso boca abajo gracias al tubo de expansión regulable en altura

		Acetona	Etanol	Isopro-panol	Metanol	Agua destilada	
Vol. (ml)	Ø cuello (mm)	Tapón rojo	Tapón Verde	Tapón amarillo	Tapón naranja	Tapón azul	€
250	40	063441	063437	063438	063439	063440	NC -
500	50	063446	063442	-	063444	-	NC -

Frascos lavadores de seguridad VITsafe LDPE





- Impreso según la norma CE 1272/2008
- Marcado de pictogramas de peligro según la norma GHS (Globally Harmonized System)
- Nueva norma obligatoria a partir del 1 de diciembre 2010 para las sustancias y a partir del 1 de julio 2015 para las mezclas
- Sustitución de cuadrados sobre fondo naranja por rombos rojos sobre fondo blanco
- Boca ancha : rosca GL 45 para (250 y 500 ml) y GL 63 (1000 ml)
- Volumen 250 ml, 500 ml o 1 l

		250 ml		500 ml		1000 ml	
Impresión	Material	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
Metanol	LDPE	069215	NC -	069216	NC -	069223	24,30 -
Acetato de etilo	LDPE	069204	NC -	069205	NC -	069219	24,30 -
Acetonitrilo	LDPE	-	-	069206	NC -	-	-
Ácido acético	LDPE	-	-	069207	NC -	-	-
Agua destilada	LDPE	069209	NC -	069210	NC -	069220	24,40 -
Etanol	LDPE	069211	NC -	069212	NC -	069221	
Isopropanol	LDPE	069213	NC -	069214	NC -	069222	24,30 -
Diclorometano	LDPE	-	-	068992	NC -	-	-
NN dimeti-lformamida	LDPE	-	-	068994	NC -	-	-
Xileno	LDPE	-	-	068995	NC -	-	-
AN-heptano	LDPE	-	-	069228	NC -	-	-
N-hexano	LDPE	-	-	069229	NC -	-	-
Tetrahidrofurano	LDPE	-	-	069230	NC -	-	-
Tolueno	LDPE	-	-	069231	NC -	-	-