# FRASCOS LAVADORES serigrafiados - LOS BÁSICOS - De polietileno, boca ancha y boca estrecha

## Frascos lavadores de seguridad Azlon®

DWK LIFE SCIENCES

### Frascos lavadores de seguridad multilingües de polipropileno con boca ancha, sin sistema antigoteo

- Indicaciones de seguridad en inglés, francés, alemán y español
- No autoclavables




| Volumen (ml) | Tapón blanco | Tapón verde | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| | Diclorometano | Metiletilcetona | | |
| 500 | **233080** | **233081** | 5 | **NC -** |

### Tapones de polipropileno de color con pico para frascos lavadores de boca ancha, con sistema antigoteo

| Blanco | Rojo | Amarillo | Verde | Azul | Naranja | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **233073** | **233074** | **233075** | **233076** | **233077** | **233078** | 5 | **NC -** |

### Accesorio

| Ref. | Descripción | € 2 unid. |
|---|---|---|
| **233071** | Rotulador permanente negro para marcar los frascos lavadores | **NC -** |

## Frascos lavadores de seguridad VITsafe de polipropileno

- Impreso según la norma CE 1272/2008
- Marcado de pictogramas de peligro según la norma GHS (Globally Harmonized System)
- Nueva norma obligatoria a partir del 1 de diciembre 2010 para las sustancias y a partir del 1 de julio 2015 para las mezclas
- Sustitución de cuadrados sobre fondo naranja por rombos rojos sobre fondo blanco
- Boca estrecha : rosca GL 25 para (250 y 500 ml) y GL 32 (1000 ml)
- Boca ancha : rosca GL 45 para (250 y 500 ml) y GL 63 (1000 ml)
- Volumen 250 ml, 500 ml o 1 l







| | | Boca estrecha 250 ml | | Boca ancha 250 ml | | Boca estrecha 500 ml | | Boca ancha 500 ml | | Boca ancha 1000 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impresión** | **Material** | **Ref.** | **€** | **Ref.** | **€** | **Ref.** | **€** | **Ref.** | **€** | **Ref.** | **€** |
| Acetona | PP | **069224** | **NC -** | **069233** | **NC -** | **069225** | **NC -** | **-** | **-** | **069241** | **NC -** |
| Metiletilcetona | PP | **-** | **-** | **-** | **-** | **069227** | **NC -** | **069236** | **NC -** | **-** | **-** |

# FRASCOS LAVADORES serigrafiados - LOS INTEGRALES - De polietileno de baja densidad

## Frascos lavadores integrales redondos 500 ml Azlon®

DWK LIFE SCIENCES

- Frascos lavadores multilingües de cuello ancho
- De LDPE
- Cinco etiquetas de disolventes que incorporan fórmulas químicas y números CAS, nuevos símbolos GHS, el diamante NFPA, indicaciones de peligro e instrucciones de seguridad
- Tapón ventilado de polipropileno monobloque con código de color
- Boquilla integral con punta fina para evitar la contaminación
- Graduaciones moldeadas




| | Agua Destilada | Acetona | Metanol | Alcohol isopropílico | Etanol | Surtido de marcado mixto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Blanco | Rojo | Verde | Azul | Naranja | |
| **Ref.** | **785334** | **785335** | **785336** | **785337** | **785338** | **785333** |
| **Unid./ bolsa** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **€/ bolsa** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB