Frascos con bomba

Frascos con bomba dispensadora

- Frascos de HDPE y tapón de PP, PE, vidrio y acero
- Posición ON-OFF ajustable de la bomba

NUEVO



Ref.	Volumen (ml)	Ø (mm)	Al. con/sin bomba (mm)	Ø cuello (mm)	Unid./ caja	€/ caja
397191	500	70	215/170	22	90	**NC -**
397192	1000	90	265/222	22	50	**NC -**

Frasco dispensador

- Material: polietileno de alta densidad y polipropileno
- Apto para dispensar líquidos



Ref.	Volumen (ml)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Diámetro de boca (mm)	Unid./ caja	€/ caja
391303	500	77	229	22,5	5	**NC -**

Frascos de spray

Frascos pulverizadores con atomizador

- Contenido visible gracias a la transparencia del frasco
- Tapón protector que impide el presionado involuntario del pulsador

Ref.	Capacidad (ml)	Ø (mm)	Altura con tapón (mm)	€
670884	20	28	85	**NC -**
670885	50	35	110	**NC -**
670886	100	37	161	**NC -**
670887	250	50	222	**NC -**



+ productos en nuestras WEB

Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB