Botella con tapón flip top

Botellas de HDPE

- Botellas de HDPE, tapón de PP
- Tapón flip top con abertura 4,5 mm
- Cuello 28-410

Ref.	Volumen (ml)	Ø (mm)	Altura (mm)	Ø cuello (mm)	Unid./ caja	€/ caja
397193	250	60	136	22	50	**NC -**
397194	500	74	170	22	115	**NC -**
397195	1000	90	22	22	58	**NC -**



Frascos cuentagotas, de polipropileno

Frascos cuentagotas Nalgene™

- De polipropileno autoclavable con tapón azul, en polipropileno autoclavable

Ref.	Volumen (ml)	Unid./caja	€/ caja
029482	125	6	**NC -**
029483	250	6	**NC -**



Frascos cuentagotas, polietileno de alta densidad

Frascos cuentagotas de HDPE

- Se puede volver a cerrar cuando se corta la punta del cuentagotas
- Forma estable y manejable
- Frasco entregado sin tapón

Ref.	Volumen (ml)	Ø cuerpo (mm)	Ø boca int. (mm)	Rosca Ø ext. (mm)	Al. sin tapón (mm)	€
063436	10	24	12,7	18	50	**NC -**
063419	25	31,3	12,7	18	64,5	**NC -**
063328	50	40	12,7	18	77	**NC -**



Tapón combinado HDPE

Ref.	Para frasco de volumen (ml)	Rosca interna (mm)	€
063332	10/25/50	18	**NC -**

Frasco cilíndrico de HDPE

- Tono natural
- Se entrega sin tapón (a pedir por separado)

Ref.	Volumen (ml)	Dim. cuerpo (mm)	Ø boca int. (mm)	Rosca Ø ext. (mm)	Al. sin tapón (mm)	€
063317	50	32	17	22	86	**NC -**
063284	100	41	17	22	108,5	**NC -**
063285	250	56	17	22	135,5	**NC -**
063286	500	70	19,4	25	173	**NC -**



Tapones de rosca con tapón de bisagra

Ref.	Descripción	€
063295	Para frasco de volumen 50/100/250 ml, rosca 22	**NC -**
063288	Para frasco de volumen 500/1000 ml, rosca 25	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB