Frascos cuentagotas, de polietileno de baja densidad


Frascos cuentagotas de 4 a 15 ml Nalgene™



- De polietileno natural o blanco
- Con tapón blanco o 5 colores surtidos: blanco, verde, rojo, amarillo, azul
- Los frascos de polietileno blanco están diseñados para muestras sensibles a la luz

	Frasco LDPE Tapón blanco LDPE Punta LDPE		Frasco blanco LDPE Tapón blanco LDPE Punta LDPE		Frasco LDPE Tapones surtidos PP Punta LDPE		Frasco blanco LDPE Tapones surtidos PP Punta LDPE	
Vol. (ml)	Ref.	€ 25 unid.	Ref.	€ 25 unid.	Ref.	€ 25 unid.	Ref.	€ 25 unid.
4	**029470**	**NC -**	**029286**	**NC -**	**029474**	**NC -**	-	-
8	**029469**	**NC -**	**029471**	**NC -**	**029472**	**NC -**	-	-
15	**029372**	**NC -**	**029287**	**NC -**	**029473**	**NC -**	**029476**	**NC -**

Frascos cuentagotas Wheaton®



048100 a 048106



Frascos solos, tapones solos



048108 a 048115

- De LDPE
- Punta cuentagotas y tapón de polipropileno
- Libera una gota cada vez
- Volumen de la gota : 41 µl +/- 5 µl
- Frascos transparentes o blancos
- El color blanco protege las muestras sensibles a los rayos UV

+ productos en nuestras WEB

Completos con cuentagotas y tapones

					Frascos completos Color natural		Frascos completos Color blanco	
Unid./ bolsa	Unid./ caja	Vol. (ml)	ø x al (mm)	Tapón	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
12	144	3	14 x 49	8-425	**048109**	**NC -**	**048101**	**NC -**
12	144	6	17 x 58	13-425	**048110**	**NC -**	**048102**	**NC -**
12	144	7	19 x 63	15-415	**048111**	**NC -**	**048103**	**NC -**
12	144	15	25 x 78	15-415	**048112**	**NC -**	**048104**	**NC -**
12	144	30	32 x 85	20-410	**048113**	**NC -**	**048105**	**NC -**
12	144	60	39 x 101	20-410	**048114**	**NC -**	**048106**	**NC -**

Frascos individuales

		Frascos individuales Color blanco			Frascos individuales Color natural			Frascos individuales Color natural		
Vol. (ml)	Tapón	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
3	8-425	**048117**	100	**NC -**	**048126**	100	**NC -**	**048135**	1000	**NC -**
6	13-425	**048118**	100	**NC -**	**048127**	100	**NC -**	**048136**	1000	**NC -**
7	15-415	**048119**	100	**NC -**	**048128**	100	**NC -**	**048137**	1000	**NC -**
10	15-415	**048120**	100	**NC -**	**048129**	100	**NC -**	**048138**	1000	**NC -**
15	15-415	**048121**	100	**NC -**	**048130**	100	**NC -**	**048139**	1000	**NC -**
30	20-410	**048122**	100	**NC -**	**048131**	100	**NC -**	**048140**	1000	**NC -**
60	20-410	**048123**	100	**NC -**	**048132**	100	**NC -**	-	-	-

Frascos cuentagotas Nalgene™



- De polietileno natural con tapón y capuchón de polipropileno

Ref.	Volumen (ml)	Tapón	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ bolsa
029477	15	20	12	72	**NC -**
029478	30	20	12	72	**NC -**
029479	60	20	12	48	**NC -**
029480	125	24	12	48	**NC -**
029481	250	24	6	36	**NC -**