Frascos de centelleo de PE de 20 ml



Frascos de medición de polietileno de alta densidad. Acondicionados en bandejas de 100 frascos, con índice alfanumérico

- Sin ruido de fondo
- Poco permeables a los disolventes orgánicos

Tipos de tapas-juntas:

+ Corcho: no recomendables con ácidos y bases fuertes
+ PEL expandido: recomendables con ácidos y bases fuertes.
+ Cono Polyseal: estanqueidad excelente para todo tipo de muestras.

Ref.	Junta	Tapón	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
045299	Corcho - aluminio	Urea - Montado	100	500	**NC -**
065300	Corcho - aluminio	Urea - no montado	100	500	**NC -**
045301	Polietileno expandido	PP - no montado	100	500	**NC -**

Frascos y tubos de centelleo de 7 ml y 20 ml



Frascos de medición de polietileno lineal rígido.

- Ruido de fondo muy bajo
- Baja permeabilidad a los disolventes
- No deformable

Ref.	Volumen (ml)	Dimensiones (mm)	Tapón	Unid./ caja	€/ caja
031000	20	27 x 60	De rosca exterior	1000	**NC -**
031001	7	15 x 57	Tapón interior	1000	**NC -**

Frascos de centelleo Snap Twist 6,5 ml y 20 ml Simport®



Frascos de medición de polipropileno para volúmenes de 6,5 ml y 20 ml de líquido de centelleo. El sistema de tapón Snap Twist permite cerrar el tubo con una simple presión y abrirlo desenroscándolo un cuarto de vuelta. Cierre hermético

Ref.	Tubo	Tapón	Volumen (ml)	ø x al (mm)	ø boca (mm)	Presentación	Unid./ caja	€/ caja
039231	Polietileno	Polipropileno	6,5	16 x 57	12,5	Sueltas	1000	**NC -**
039232	Polipropileno	Polietileno	6,5	16 x 57	12,5	Sueltas	1000	**NC -**
039233	Polipropileno	Polietileno	20	26 x 61	23	Sueltas	500	**NC -**
039234	Polipropileno	Polietileno	20	26 x 61	23	Bandeja de 100	500	**NC -**