Botes de muestra con tapón de rosca, sin etiqueta, de poliestireno

Botes de muestra con tapa de metal



- De poliestireno, con tapón de metal y junta de alta esterilidad
- Marcado CE de conformidad con la Directiva sobre Dispositivos Médicos para el Diagnóstico In Vitro (98/79/CE)
- Asépticos
- Botes de 60 ml garantizados 95 kPa

Vol. (ml)	ø x al (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
60	44 x 61	**999125**	300	**NC -**
100	50 x 76	**761608**	200	**NC -**
250	65 x 121	**030315**	50	**NC -**
250	65 x 121	**761616***	50	**NC -**

* En bandeja.

Frasco Bijou aséptico 7 ml con tapón de rosca



Tubo de poliestireno de fondo plano con tapón de rosca.

- Volumen : 7 ml
- Aséptico
- ø x al : 17 x 50 mm
- Tapón de rosca blanco

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
080170	Tubo estándar	700	**NC -**

Contenedores universales con faldón 30 ml Sterilin



- Con tapones de rosca de polipropileno y junta de alta esterilidad
- Fondo cónico con faldón
- Centrifugable hasta 3889 g
- Tubos de 30 ml garantizados 95 kPa
- ø x al : 24,5 x 89 mm
- Marcado CE de conformidad con la Directiva sobre Dispositivos Médicos para el Diagnóstico In Vitro (98/79/CE)

Ref.	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
080004	No	400	**NC -**
080005	Sí	400	**NC -**

Frascos universales Wheaton®



- Cierre hermético
- Dimensiones ø x al : 30,5 x 93,5 mm
- Volumen : 30 ml
- Estériles

Ref.	Envase	€
055731	8 bolsas de 50	**NC -**

Frasco bijou de poliestireno 7 ml Wheaton®



- Ideales para pequeños volúmenes
- Poliestireno virgen de calidad médica
- Tapón de seguridad hermético
- Esterilizado con óxido de etileno
- Marcado CE conforme a la Directiva europea 98/79/CE

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
442709	7	22 x 50,2	Sí	700	**NC -**