Botes de muestra con tapón de rosca, sin etiqueta, de poliestireno

Botes de rosca de poliestireno ClearLine®

ClearLine

- Botes de poliestireno cristal de un solo uso
- Tapones de rosca de HDPE, blancos o rojos
- Disponible aséptico (tapón blanco) o estéril irradiado con haz de electrones a 10 kGy (tapón rojo)
- Trazabilidad: etiquetas con referencia, código de barras y número de lote
- Temperatura de uso: -40 °C a +65 °C
- Apto para el contacto con alimentos (CE nº1935/2004)

Nuestra Selección


076050

Volumen nominal (ml)	Volume útil max. (ml)	Ø x al (mm)	Material	Peso (g) con/ sin tapón	Unid./ caja		Tapón blanco aséptico	Tapón rojo, estéril irradiado
160	155	58 x 69	PS	31,7 / 19	360	Ref.	076050	076051
						€/caja	NC -	NC -
220	205	58 x 95	PS	37,2 / 24,5	300	Ref.	076054	076055
						€/caja	NC -	NC -

Botes de muestra con tapón de rosca

- Botes rectos de poliestireno
- Con tapón de rosca hermético
- Estéril por ionización o aséptico




Botes de poliestireno, asépticos

Color tapón		Rojo	Blanco	Azul			
Vol. (ml)	al x Ø (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
140	70 x 55	080812	-	-	270	270	NC -
150	60 x 70	-	030304*	-	200	200	NC -
200	85 x 66	-	-	391421	500	500	NC -

* Frasco de mezcla de poliestireno/polipropileno.

Botes de poliestireno, estériles

		Tapón rojo			
Vol. (ml)	al x Ø (mm)	Ref.	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
200	85 x 66	391422	1	200	NC -
200	100 x 55	076024	162	162	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB