Botes de muestra con tapón de rosca, sin etiqueta, de polipropileno

Botes de muestra con tapón de rosca Corning® Gosselin™

CORNING



- Botes rectos de poliestireno o polipropileno
- Con tapón de rosca hermético
- Estéril por ionización o aséptico

Botes de polipropileno, asépticos

Color tapón		Rojo	Blanco	Azul	Verde			
Vol. (ml)	al x Ø (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
30	38 x 35	-	-	391410	-	600	600	NC -
40	70 x 30	688252	030400B	688251	688253	100	1000	NC -
60	65 x 38	-	-	391414B	-	500	500	NC -
60	70 x 33	688261	688262	688260	-	70	700	NC -
120	70 x 56	-	073108	-	-	300	300	NC -
125	74 x 52	688274	688275	688273	688289	380	380	NC -
180	102 x 52	688282	030406B	688281	688283	264	264	NC -

Botes de polipropileno, estériles

Color tapón		Rojo	Blanco	Azul	Verde			
Vol. (ml)	al x Ø (mm)	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
40	70 x 30	340448	-	-	-	1	800	NC -
40	70 x 30	688249	688250	-	-	100	1000	NC -
50	70 x 38	340486	-	-	-	1	600	NC -
60	70 x 33	688267	-	-	-	1	500	NC -
60	70 x 33	688258	-	688257	688259	70	700	NC -
60	70 x 33	688268	-	-	-	30**	600	NC -
125	74 x 52	688270	688271	688269	688272	380	380	NC -
180	102 x 52	688287	-	-	-	1	200	NC -
180	102 x 52	688278	688279	688277	688280	264	264	NC -

** En bandeja peliculada.

Contenedor universal con faldón 30 ml Sterilin



- Con tapón de rosca de polipropileno y junta de alta esterilidad
- Fondo cónico con faldón
- Centrífuga a 3889 g
- Tubo de 30 ml garantizado 95 kPa
- ø x al : 24,5 x 89 mm
- Marcado CE de conformidad con la Directiva sobre Dispositivos Médicos para el Diagnóstico In Vitro (98/79/CE)

CE

Ref.	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
761694	No	400	NC -

Frasco de 30 ml Libre de RNasa y DNasa

DNasa RNasa

Pirógenos



- Frasco de polipropileno de fondo cónico, con faldón
- Fabricados en sala blanca
- Volumen de trabajo : 25 ml
- Tapón de rosca hermético
- Probado a 95 kPa a temperatura ambiente
- Centrifugado hasta 9500 g
- N° de lote en cada frasco

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
999158	Frasco no graduado	50	400	NC -

Frasco universal de polipropileno 30 ml Wheaton®

DWK LIFE SCIENCES



CE

- Tapón estanco
- Calidad de grado médico
- Para almacenamiento de muestras y uso in vitro
- Marcado CE (directiva europea 98/79/EC)
- Estéril

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
440269	Frasco universal de polipropileno 30 ml	50	400	NC -