Botes de muestra con tapón de rosca, sin etiqueta, de polipropileno

Botes de rosca de polipropileno ClearLine®

ClearLine

- Botes de polipropileno natural, de un solo uso
- Tapones de rosca de HDPE, blancos o rojos
- Disponibles asépticos (tapón blanco) o estériles irradiados con haz de electrones a 10 kGy (tapón rojo)
- Trazabilidad: etiquetas con referencia, código de barras y número de lote
- Temperatura de uso: -40 °C a +85 °C
- Apto para el contacto con alimentos (CE nº1935/2004)

Nuestra Selección

Volumen nominal (ml)	Volumen útil máx. (ml)	Ø x al (mm)	Material	Peso (g) con/sin tapón	Unid./ caja		Tapón aséptico Blanco	Tapón rojo, estéril irradiado
160	150	57 x 68	PP	25 / 16	360	Ref.	076052	076053
						€/caja	NC -	NC -
220	205	57 x 94	PP	30 / 21	300	Ref.	030306B	030307B
						€/caja	NC -	NC -



Frascos estériles en envase individual

Frascos de muestreo.

- Tapón rojo
- De polipropileno
- Estériles
- Envasado individualmente



Ref.	Volumen (ml)	ø x al (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
391411	30	35 x 38	1	400	NC -
391413	60	35 x 70	1	400	NC -
391415	60	35 x 65	1	400	NC -
391418	150	62 x 73	1	250	NC -

Frascos de rosca de polipropileno 150 ml



- De polipropileno, alta transparencia
- Estanqueidad perfecta
- Volumen : 150 ml, ø x al : 57 x 73 mm
- Graduados por incrementos de 20 ml hasta 100 ml

Ref.	Tapón	Estéril	Unid./caja	€/ caja
349017B	Tapón de rosca	No	450	NC -
349018	Tapón separado	No	620	NC -
349019B	Tapón de rosca	Sí(env. indiv.)	350	NC -

Botes de muestreo para orina

Biosigma

- De polipropileno transparente
- Disponible en versión no estéril o estéril en envase individual
- Tapa de rosca
- Volumen : 30, 60 ml y 120 ml
- Zona esmerilada para marcaje

Ref.	Volumen (ml)	Color tapón	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
390977*	30	Rojo	No	700	NC -
390976*	30	Rojo	Sí, env. indiv.	500	NC -
861083	60	Blanco	No	600	NC -
861084	60	Rojo	Sí, env. indiv.	500	NC -
861085	120	Blanco	No	300	NC -
861086	120	Rojo	Sí, env. indiv.	250	NC -

*Fondo cónico.



Botes de muestreo 125 ml

Volumen (ml)	125	
Material	Polipropileno	
Fondo	Plano	
Tapón	Sí, montado (excepto la Ref. 483051 no montada)	
Estéril	No	Sí
Superficie de inscripción	Sí	
Ref.	483051	483053
Unid. de env.	500	200
Unid./caja	500	200
€/caja	NC -	NC -
Ref.	483052	483054
Unid. de env.	200	1
Unid./caja	200	200
€/caja	NC -	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB