Botes de muestra con tapón de rosca, sin etiqueta, de polipropileno

Botes para muestras

- Alta transparencia
- Cierre hermético
- Graduaciones precisas
- A prueba de rotura



Ref.	390141	390142	390143	390144	390145	390146	390147
Volumen (ml)			30			30	
Material	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Fondo	Cónico	Cónico	Cónico	Cónico	Cónico	Cónico	Cónico
Tapón	Sí, separado	Sí, separado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Estéril	No	No	No	No	Sí	No	Sí
Superficie de inscripción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Unid. de env.	700	700	700	700	700	1	1
Unid./caja	700	700	700	700	700	500	500
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Ref.	390130	390131	390132	390133	390134	390135	390136
Volumen (ml)			60			60	
Material	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Fondo	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano
Tapón	Sí, separado	Sí, separado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Estéril	No	No	No	No	Sí	No	Sí
Superficie de inscripción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Unid. de env.	500	500	600	600	600	1	1
Unid./caja	500	500	600	600	600	500	500
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Ref.	390115	390116	390117	390118	390119	390120	390121
Volumen (ml)			120			120	
Material	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Fondo	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano	Plano
Tapón	Sí, separado	Sí, separado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Estéril	No	No	No	No	Sí	No	Sí
Superficie de inscripción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Unid. de env.	500	500	300	300	300	1	1
Unid./caja	500	500	300	300	300	250	250
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -