
Botes de muestra con tapón de rosca, sin etiqueta, de polipropileno

Recipientes de polipropileno de 20 ml a 1 litro

- Frascos graduados de polipropileno, cierre de alta seguridad
- Tapón de rosca de polietileno amarillo con ranuras para un mejor agarre (se entregan por separado en la caja)

Ref.	Volumen (ml)	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
349000	20	34 x 43	1000	NC -
349001	40	45 x 43	600	NC -
349002	60	45 x 60	500	NC -
349003	80	45 x 75	400	NC -
349004	90	53 x 63	300	NC -
349005	120	53 x 78	300	NC -
349006	250	89 x 57	100	NC -
349007	500	90 x 110	200	NC -
349008	1000	111 x 139	100	NC -



Tarros de boca ancha Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Frascos en forma de tarro cilíndrico, con tapón de rosca externa

- Ideales para el almacenamiento a largo plazo de muestras o sólidos
- No estancos a líquidos
- Autoclavables
- Tapón de polipropileno blanco

+ info en nuestras WEB

Volumen (ml)	15	30	60	125	250	500	1000
ø tapón (mm)	38	43	53	70	70	120	120
ø externo (mm)	31	36	48	64	75	112	107
Altura total (mm)	46	48	45	74	119	88	135
Ref.	028079A	028080A	028081A	028082A	028083A	028084A	028085A
Unid./caja	12	12	12	12	6	6	6
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Botes para muestras



- De polipropileno, robustos
- Con tapón blanco o verde, o sin tapón

	Botes con tapón de rosca					Botes sin tapón		
Vol. (ml)	ø x al (mm)	Tapón verde	Tapón blanco	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
250	90 x 65	064218	064223	36	NC -	064228	72	NC -
400	90 x 100	064219	064224	24	NC -	-	-	-
500	90 x 125	064220	064225	18	NC -	-	-	-
750	120 x 97	064221	064226	12	NC -	-	-	-
950	120 x 138	064222	064227	24	NC -	-	-	-

Botes de polipropileno con tapón de rosca Azlon®

DWK LIFE SCIENCES



- Autoclavables

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
232711	30	43 x 43	72	NC -
232712	60	53 x 47	48	NC -
232713	125	70 x 60	36	NC -
232714	250	89 x 66	36	NC -
232715	500	89 x 97	24	NC -
232716	950	120 x 100	24	NC -
232717	1200	120 x 132	24	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB