## Frascos de muestra con tapón de rosca, sin etiqueta, de TPX

### Tarros de boca ancha Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

+ info en nuestras WEB



Frascos en forma de tarro cilíndrico, con tapón de rosca externa

- Ideales para el almacenamiento a largo plazo de muestras, o de sólidos
- No estancos a líquidos
- Autoclavables
- Tapón de polipropileno blanco

| Volumen (ml) | 60 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ø tapón (mm) | 53 | 70 | 70 | 120 | 120 |
| ø externo (mm) | 48 | 64 | 75 | 112 | 107 |
| Altura total (mm) | 45 | 74 | 119 | 88 | 135 |
| Ref. | 028074A | 028075A | 028076A | 028077A | 028078A |
| Unid./ bolsa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| €/ bolsa | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - |

## Botes de muestra con tapón de rosca, con etiqueta, de poliestireno

### Botes de muestra con tapa de metal



- De poliestireno, con tapón de metal y junta de alta esterilidad
- Marcado CE de conformidad con la Directiva sobre Dispositivos Médicos para el Diagnóstico In Vitro (98/79/CE)
- Asépticos
- Botes de 60 ml garantizados 95 kPa

* En bandeja.

| Volumen (ml) | ø x al (mm) | Con superficie de inscripción impresa: Ref. | Unid./ caja | €/ caja | Con superficie de inscripción sin imprimir: Ref. | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 44 x 61 | 761606 | 300 | NC - | 761607 | 300 | NC - |
| 100 | 50 x 76 | 761609 | 200 | NC - | 761610 | 200 | NC - |
| 150 | 55 x 107,5 | 761611 | 120 | NC - | 761612 | 120 | NC - |
| 250 | 65 x 121 | 761613 | 50 | NC - | 761614 | 50 | NC - |
| 250 | 65 x 121 | 761617* | 50 | NC - | - | - | - |

### Frasco Bijou aséptico 7 ml con tapón de rosca




Tubo de poliestireno de fondo plano con tapón de rosca.

- Volumen : 7 ml
- Aséptico
- ø x al : 17 x 50 mm
- Tapón de rosca blanco

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| 080171 | Tubo con etiqueta | 700 | NC - |

### Contenedores universales con faldón 30 ml Sterilin




- Con tapones de rosca de polipropileno y junta de alta esterilidad
- Fondo cónico con faldón
- Centrifugable hasta 3889 g
- Tubos de 30 ml garantizados 95 kPa
- ø x al : 24,5 x 89 mm
- Marcado CE de conformidad con la Directiva sobre Dispositivos Médicos para el Diagnóstico In Vitro (98/79/CE)

| Etiqueta | Marcado etiqueta | Estéril | Unid./ caja | Ref. | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|
| Con | Sí | No | 400 | 761618 | NC - |
| Con | No | No | 400 | 761619 | NC - |
| Con | Sí | Sí | 400 | 080005E | NC - |

* Ref. vendida con una cuchara de plástico azul

## Botes de muestra con tapón de rosca, con etiqueta, de polipropileno

### Frascos universales Wheaton®

DWK LIFE SCIENCES



- Cierre hermético
- También disponible en versión precargada con ácido bórico para muestras de orina
- Dimensiones ø x al : 30,5 x 93,5 mm
- Volumen : 30 ml
- Estériles

| Ref. | Material | Etiqueta | Ácido bórico | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|
| 055782 | Polipropileno | Sin impresión | No | 8 bolsas de 50 | NC - |
| 055783 | Polipropileno | Impreso | No | 8 bolsas de 50 | NC - |