Botes de muestra con tapón de rosca, con etiqueta, de polipropileno

Contenedores universales con faldón 30 ml Sterilin

- Con tapones de rosca de polipropileno y junta de alta esterilidad
- Fondo cónico con faldón
- Centrifugable hasta 3889 g
- Tubos de 30 ml garantizados 95 kPa
- ø x al : 24,5 x 89 mm
- Marcado CE de conformidad con la Directiva sobre Dispositivos Médicos para el Diagnóstico In Vitro (98/79/CE)



Ref.	Etiqueta	Marcado etiqueta	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
761695	Con	Sí	No	400	**NC -**
761696	Con	No	No	400	**NC -**

Frascos de 30 ml Libre de RNasa y DNasa

- Frasco de polipropileno de fondo cónico, con faldón
- Fabricados en sala blanca
- Volumen de trabajo : 25 ml
- Tapón de rosca hermético
- Probado a 95 kPa a temperatura ambiente
- Centrifugado hasta 9500 g
- N° de lote en cada frasco

DNasa RNasa — Piró-genos



Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
999159	Frasco graduado /5 ml	50	400	**NC -**

Frascos de muestreo con etiqueta Corning® Gosselin™

CORNING

- Botes rectos
- Con tapón de rosca hermético
- Estéril por ionización o aséptico





Color bote			Transparente	Azul			
Color tapón			Rojo	Azul			
Vol. (ml)	**al x Ø (mm)**	**Estéril**	**Ref.**	**Ref.**	**Unid. de env.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**
40	70 x 30	Sí	**688256**	-	100	1000	**NC -**
60	70 x 33	Sí	**688266**	**688263**	70	700	**NC -**
125	74 x 52	Sí	-	**080825B**	380	380	**NC -**
180	102 x 52	Sí	-	**688284**	264	264	**NC -**

Contenedores de polipropileno Simport®

Simport Scientific

- Contenedores de polipropileno, tapones de polietileno
- Versión ecológica (degradación en 7 años en contacto constante con material degradable) o estándar
- Graduados (excepto la versión de 60 ml)
- En los modelos estériles, la etiqueta intacta indica que el contenedor sigue siendo estéril
- Resistentes a una prueba de presión diferencial de 95 kPA
- Adecuada para temperaturas de -90 °C a +100 °C
- 2 tipos de tapones :
  - Con cierre de seguridad : tapa de rosca hasta escuchar el «clic» que asegura la correcta colocación del anillo y su bloqueo en el contenedor : en el momento de la apertura el anillo es retenido y permite ver fácilmente que el contenedor ha sido abierto
  - Con tapa de rosca estándar



Versión estándar

			No estéril				Estéril			
Volumen (ml)	**Ø x al (mm)**	**Unid./ caja**	**Con tapón de seguridad**	**€/ caja**	**Con tapón estándar**	**€/ caja**	**Con tapón de seguridad**	**€/ caja**	**Con tapón estándar**	**€/ caja**
60	41,3 x 60,3	500	**040831**	**NC -**	**040837**	**NC -**	**040834**	**NC -**	**040840**	**NC -**
90	51,5 x 60,3	400	**040832**	**NC -**	**040838**	**NC -**	**040835**	**NC -**	**040841**	**NC -**
120	51,5 x 76,2	300	**040833**	**NC -**	**040839**	**NC -**	**040836**	**NC -**	**040842**	**NC -**

Versión ecológica

			No estéril				Estéril			
Volumen (ml)	**Ø x al (mm)**	**Unid./ caja**	**Con tapón de seguridad**	**€/ caja**	**Con tapón estándar**	**€/ caja**	**Con tapón de seguridad**	**€/ caja**	**Con tapón estándar**	**€/ caja**
60	41,3 x 60,3	500	**040819**	**NC -**	**040825**	**NC -**	**040822**	**NC -**	**040828**	**NC -**
90	51,5 x 60,3	400	**040820**	**NC -**	**040826**	**NC -**	**040823**	**NC -**	**040829**	**NC -**
120	51,5 x 76,2	300	**040821**	**NC -**	**040827**	**NC -**	**040824**	**NC -**	**040830**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB