Botes de muestra con tapón de rosca, con etiqueta, de polipropileno

Botes para muestras

- Alta transparencia
- Cierre hermético
- Graduaciones precisas
- A prueba de rotura






Ref.	390148	390149	390150	390151
Volumen (ml)	30			
Material	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Fondo	Cónico	Cónico	Cónico	Cónico
Tapón	Sí	Sí	Sí	Sí
Estéril	No	No	Sí	Sí
Superficie de inscripción	Sí + etiqueta	Sí + etiqueta	Sí + etiqueta	Sí + etiqueta
Unid. de env.	700	1	1	700
Unid./caja	700	500	500	700
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -






Ref.	390137	390138	390139	390140
Volumen (ml)	60			
Material	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Fondo	Plano	Plano	Plano	Plano
Tapón	Sí	Sí	Sí	Sí
Estéril	No	No	Sí	Sí
Superficie de inscripción	Sí + etiqueta	Sí + etiqueta	Sí + etiqueta	Sí + etiqueta
Unid. de env.	600	1	1	600
Unid./caja	600	500	500	600
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -






Ref.	390122	390123	390124	390125
Volumen (ml)	120			
Material	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Fondo	Plano	Plano	Plano	Plano
Tapón	Sí	Sí	Sí	Sí
Estéril	No	No	Sí	Sí
Superficie de inscripción	Sí + etiqueta	Sí + etiqueta	Sí + etiqueta	Sí + etiqueta
Unid. de env.	300	1	1	300
Unid./caja	300	250	250	300
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -