Botes de muestra con tapón de rosca, con etiqueta, de polipropileno

Frascos de muestreo Corning® Gosselin™

CORNING

- De PET o HDPE
- Botellas octogonales de PET con tapón blanco y botellas cuadradas de HDPE con tapón rojo
- Tapón de rosca o unido con indicador de integridad
- Translúcidos
- A prueba de rotura
- Etiqueta de trazabilidad
- Estériles



Sin tiosulfato				Sueltos			Envase individual		
Vol. (ml)	L x An x Al (mm)	Ø cuello (mm)	Material	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
250	63 x 63 x 135	31	PET	**076820C**	144	**NC -**	-	-	-
500	70 x 70 x 148	29	HDPE	**080903**	100	**NC -**	-	-	-
500	74 x 74 x 173	31	PET	**076826C**	120	**NC -**	-	-	-
500	70 x 70 x 160	22	HDPE	**080949**	100	**NC -**	-	-	-
1000	92,5 x 92,5 x 214	32	PET	**080885B**	48	**NC -**	**080953**	45	**NC -**
1000	90 x 90 x 182	28	HDPE	**080950**	77	**NC -**	-	-	-



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB