Botes de muestra con tapón de rosca, con espátula o cuchara

Frascos universales Wheaton®



- Cierre hermético
- Dimensiones ø x al : 30,5 x 93,5 mm
- Volumen : 30 ml
- Estériles

Ref.	Material	Etiqueta	Ácido bórico	Unid./ caja	€/ caja
055734*	Poliestireno	Impreso	No	8 bolsas de 50	**NC -**
055785*	Polipropileno	Impreso	No	8 bolsas de 50	**NC -**

* con cuchara.

Frascos universales Wheaton®



- Cierre hermético
- También disponible en versión precargada con ácido bórico para muestras de orina
- Dimensiones ø x al : 30,5 x 93,5 mm
- Volumen : 30 ml
- Estériles

Ref.	Material	Etiqueta	Ácido bórico	Unid./ caja	€/ caja
055782	Polipropileno	Sin impresión	No	8 bolsas de 50	**NC -**
055783	Polipropileno	Impreso	No	8 bolsas de 50	**NC -**

Botes de muestra con tapón de rosca Corning® Gosselin™





- Botes rectos de polipropileno
- Con tapón de rosca hermético
- Estéril por ionización o aséptico

Ref.	Vol. (ml)	al x ø (mm)	Tipo bote	Color bote/ tapa		Estéril	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
688264	60	70 x 33	Cuchara	Blanco	De rosca rojo	Sí	70	700	**NC -**
688276	125	74 x 52	Espátula	Blanco	De rosca rojo	No	380	380	**NC -**
688244	125	74 x 52	Espátula	Blanco	De rosca rojo	Sí	380	380	**NC -**
688288	180	102 x 52	Espátula	Natural	De rosca rojo	Sí	380	264	**NC -**

Botes de muestra con espátula



- De polipropileno
- Con superficie de marcado
- Tapón de rosca

Ref.	Volumen (ml)	ø x al (mm)	Estéril	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
390978	30	28 x 82,5	No	700	700	**NC -**
390979	30	28 x 82,5	Sí	1	500	**NC -**