Botes de muestra con tapón de rosca, con sistema de succión para tubos de vacío

Botes de muestra de orina con tapón amarillo y sistema de succión

- De polipropileno transparente
- Disponible en versión no estéril o estéril en envase individual
- Tapa de rosca
- Volumen : 30, 60 ml y 120 ml
- Zona esmerilada para marcaje



Ref.	Volumen (ml)	Color tapón	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
861087	120	Amarillo	Sí, env. indiv.	250	**NC -**
861088	120	Amarillo	No, env. indiv.	250	**NC -**
861089	120	Amarillo	No, sueltos	250	**NC -**
861090	120	Amarillo	Sí, sueltos	250	**NC -**

Frascos de muestreo con tapón de rosca, con tiosulfato

Frascos de muestreo Corning® Gosselin™

CORNING

- De PET o HDPE
- Botellas octogonales de PET con tapón blanco y botellas cuadradas de HDPE con tapón rojo
- Tapón de rosca o unido con indicador de integridad
- Translúcidos
- A prueba de rotura
- Etiqueta de trazabilidad
- Estériles



Con tiosulfato				Dosis tiosulfato (mg/l)	Sueltos			Envase individual			Dosis tiosulfato (mg/l)	Sueltos			Envase individual		
Vol. (ml)	L x An x Al (mm)	Ø cuello (mm)	Material		Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja		Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
250	60 x 45 x 155	20	HDPE	20	**030393**	312	**NC -**	**080775**	200	**NC -**	-	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
250	57 x 57 x 109	37	HDPE	20	**080954**	210	**NC -**	**080959**	182	**NC -**	-	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
250	63 x 63 x 132	31	PET	20	**080955**	144	**NC -**	**-**	-	**-**	120	**080963**	144	**NC -**	**080968**	150	**NC -**
500	70 x 70 x 159	22	HDPE	20	**030380**	100	**NC -**	**030396**	100	**NC -**	120	**080964**	100	**NC -**	**080922**	100	**NC -**
500	70 x 70 x 128	55	HDPE	20	**080773B**	175	**NC -**	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
500	70 x 70 x 148	29	HDPE	20	**030376**	100	**NC -**	**030552**	100	**NC -**	120	**080898**	100	**NC -**	**080899**	100	**NC -**
500	74 x 74 x 170	31	PET	20	**080956**	120	**NC -**	**-**	-	**-**	120	**080965**	120	**NC -**	**-**	-	**-**
1000	82 x 82 x 182	28	HDPE	20	**030809B**	77	**NC -**	**030545B**	77	**NC -**	120	**080966**	77	**NC -**	**080970**	77	**NC -**
1000	92 x 77 x 187	55	HDPE	20	**030852B**	85	**NC -**	**-**	-	**-**	120	**030854B**	90	**NC -**	**-**	-	**-**
2000	110 x 93 x 237	58	HDPE	20	**080958B**	50	**NC -**	**-**	-	**-**		**-**	-	**-**	**-**	-	**-**

Botes de muestreo con tapón de rosca, con ácido bórico

Frascos universales Wheaton®

DWK LIFE SCIENCES

- Cierre hermético
- Prellenado con ácido bórico para muestras de orina
- Dimensiones ø x al : 30,5 x 93,5 mm
- Volumen : 30 ml
- Estériles



Ref.	Material	Etiqueta	Ácido bórico	Envase	€
055733	Poliestireno	Impreso	Sí	8 bolsas de 50	**NC -**
055784	Polipropileno	Impreso	Sí	8 bolsas de 50	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB