Botes con tapa encajable, de polipropileno

Botes cónicos de polipropileno Corning® Gosselin™

- Botes de polipropileno transparente o blanco
- Tapa a presión de polietileno transparente
- Graduados en el cuerpo
- Extremadamente resistente a los impactos



			Sin tapa			Con tapa montada			Con tapa separada			Estéril con tapa		
Volumen (ml)	Color	ø apertura x ø base x al (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
200	Transparente	62 x 54 x 88	**080859**	660	**NC -**	**080860**	220	**NC -**	**030350**	660	**NC -**	**080861**	220	**NC -**
400	Transparente	85 x 72 x 100	**080862**	460	**NC -**	**080863**	185	**NC -**	**030361T**	460	**NC -**	**030362T**	185	**NC -**
1000	Transparente	105 x 96 x 130	**080864**	250	**NC -**	**080865**	120	**NC -**	**080867**	250	**NC -**	**080866**	80	**NC -**
200	Blanco	62 x 54 x 88	**080979**	660	**NC -**	**-**	-	**-**	**030353**	660	**NC -**	**080978**	220	**NC -**
400	Blanco	85 x 72 x 100	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**030361**	460	**NC -**	**030362**	185	**NC -**
1000	Blanco	105 x 96 x 130	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**030363**	250	**NC -**	**030364**	80	**NC -**

Botes estériles con tapa encajable Falcon®



- Botes de polipropileno
- Con o sin tapa encajable de polietileno
- Estériles

Ref.	Volumen (ml)	Tapa	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
354013	110	Sí	1	100	**NC -**
354014	110	No	20	500	**NC -**
354015	220	Sí	1	100	**NC -**

Botes redondos de polipropileno



- De polipropileno
- Utilizables de - 40 a + 130 °C
- Se entregan con tapa

Ref.	ø x al (mm)	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
711970	118 x 107	770	10	**NC -**

Vasos graduados de polipropileno anchos y estrechos 30 ml

Vasos estrechos

- 30 ml graduados con tapa
- Altura : 41 mm
- ø superior 37 mm, ø inferior 28 mm

Vasos anchos

- Graduados con tapa
- Altura : 32 mm
- ø superior 45 mm, ø inferior 37 mm



	Vasos estrechos			Vasos anchos		
Color	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Transparente	**-**	-	**-**	**039990**	50	**NC -**
Azul	**-**	-	**-**	**039991**	50	**NC -**
Rojo	**-**	-	**-**	**039992**	50	**NC -**
Verde	**039988**	80	**NC -**	**039993**	50	**NC -**
Amarillo	**039989B**	80	**NC -**	**039994**	50	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB