Bandejas de polietileno de alta densidad

Cestas de transporte

- De HDPE blanco
- Apilables



Forma baja

Ref.	Capacidad (l)	L x An x Al (mm)	€
391043	10	310 x 415 x 97	NC -
391044	16	350 x 540 x 115	NC -
391045	20	410 x 458 x 143	NC -

Forma baja con orificios de drenaje

Ref.	Capacidad (l)	L x An x Al (mm)	€
391046	16	350 x 540 x 115	NC -

Forma alta

Ref.	Capacidad (l)	L x An x Al (mm)	€
391047	20	315x 415 x 200	NC -
391048	46	365 x 595 x 255	NC -
391049	72	438 x 695 x 306	NC -
391050	100	500 x 585 x 445	NC -

Bandejas completas de HDPE

- Bandejas de HDPE certificadas para contacto con alimentos
- Apilables
- Sin area de retención, limpieza fácil
- Uso: -40 °C a +90 °C
- Volumen : 15 l
- Dimensiones L x An x Al (mm) : 600 x 400 x 90
- Peso: 1,32 kg


212053

Blanco	Negro	Rojo	Azul	Amarillo	€
212051	212052	212053	212054	212055	NC -

Bandejas rectangulares apilables

- Bandejas de HDPE para contacto con alimentos
- Apilables con o sin tapa
- Refuerzos verticales, esquinas redondeadas que limitan las zonas de retención
- Tapa fijadora opcional
- Lavables a máquina
- Compatible con las bases de 6 ruedas Ref. 212056 y 212057



Bandejas rectangulares

Volumen (l)	Dimensiones L x An x p (mm)	Peso (kg)	Blanco	Gris	€
12	400 x 300 x 165	0,83	211987	211980	NC -
15	400 x 300 x 215	1,09	211988	211981	NC -
25	600 x 400 x 165	1,41	211989	211982	NC -
35	600 x 400 x 217	1,6	211990	211983	NC -
55	600 x 400 x 315	2,2	211991	211984	NC -

Tapas

Descripción	Dimensiones L x An x p (mm)	Peso (kg)	Blanco	Gris	€
Para bandeja 12 - 15 l	400 x 300 x 30	0,42	211992	211985	NC -
Para bandeja 25 - 35 - 55 l	600 x 400 x 35	0,86	211993	211986	NC -

Bandejas con tapa

Bandejas de polietileno de alta densidad (HDPE) blancas con tapa de polipropileno translúcido.

- Polivalente
- Rectangulares
- No autoclavables



Ref.	Volumen (l)	Dimensiones ext. L x An x Al (mm)	Dimensiones int. L x An x Al (mm)	€
001189B	3	350 x 235 x 85	280 x 160 x 80	NC -
001190B	5	440 x 290 x 85	360 x 220 x 80	NC -
001191B	8	490 x 340 x 85	410 x 270 x 80	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB