Bandejas de polietileno de alta densidad

Bandejas antibacterianas HACCP



- Bandejas de HDPE, apilables, con asas
- Se entregan con tapa
- Conforme HACCP contacto con los alimentos
- Lavables a máquina, esquinas redondeadas, sin zona de retención
- Etiqueta de seguimiento para la trazabilidad
- Efecto biocida de hasta 2 años mediante la liberación de iones de plata (película antibacteriana)

Capacidad (l)	Dimensiones L x an x al (mm)	Peso (kg)	Azul	€
12	405 x 300 x 180	1,25	**212037**	**NC -**
15	405 x 300 x 228	1,51	**212040**	**NC -**
35	600 x 400 x 230	2,46	**212046**	**NC -**
55	600 x 400 x 334	3,05	**212049**	**NC -**

Bandejas de polietileno de baja densidad

Cestas profundas



- Rectangular con pocas zonas de retención para facilitar la limpieza
- Encajables
- Conforme contacto con alimentos

Ref.	Dimensiones L x An x p (mm)	Volumen (l)	Peso (kg)	€
001192	365 x 310 x 160	10	0,75	**NC -**
001193	450 x 370 x 170	19	1,12	**NC -**
001194	540 x 435 x 200	30	1,8	**NC -**
001195	550 x 445 x 305	45	2,55	**NC -**

Bandejas con tapa Nalgene™



- De paredes gruesas: 3,9 mm
- Resistente a la mayoría de ácidos, alcoholes y bases
- Buena resistencia a la abrasión

Ref.	Capacidad (l)	Material	L x an x al (cm)	€
028990	8	LDPE	20 x 20 x 20	**NC -**
028991	23	LDPE	36 x 25 x 25	**NC -**
028992	27	LDPE	31 x 31 x 31	**NC -**
028993	42	LDPE	46 x 31 x 31	**NC -**

Cubetas cuadradas o redondas



Cubetas cuadradas o redondas de polietileno de baja densidad (LDPE) blanco.

- Uso universal
- Muy resistente
- Con un borde ancho para un buen agarre

Cubetas redondas

Ref.	Vol. (l)	Ø x al (mm)	€
001203	4,5	320 x 95	**NC -**
001204	7,5	350 x 125	**NC -**
001205	9	390 x 125	**NC -**
001206	14	430 x 175	**NC -**

Cubetas cuadradas

Ref.	Vol. (l)	Dim. (mm) L x An x Al	€
001197	1	160 x 160 x 65	**NC -**
001198	3	220 x 220 x 90	**NC -**
001199	4,5	260 x 260 x 110	**NC -**
001200	7	300 x 300 x 125	**NC -**
001201	10	350 x 350 x 130	**NC -**
001202	12	390 x 390 x 140	**NC -**
001316	16	400 x 350 x 200	**NC -**

Bandejas de PVC

Bandejas con ranuras



- Rectangulares
- De PVC

Ref.	Dimensiones L x An x Al (mm)	€
391020	150 x 200 x 45	**NC -**
391021	200 x 250 x 60	**NC -**
391022	260 x 320 x 70	**NC -**
391023	300 x350 x 80	**NC -**
391024	300 x 430 x 90	**NC -**
391025	420 x 520 x 90	**NC -**
391026	530 x 675 x 100	**NC -**
391027	420 x 540 x 180	**NC -**