Cajas de poliestireno

Caja multiusos VARIBOX





- En poliestireno transparente
- Apilable, ranura de posicionado en el lateral, para 5 placas apilables
- Utilizable como depósito, bandeja de coloración de electroforesis o como caja de almacenaje
- Al x An x L : 78 x 120 x 156 mm

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
442023	Varibox	4	NC -

Caja de polipropileno

Bandejas de polipropileno apilables



- Graduados
- Para uso de - 40 °C a + 100 °C

Bandejas solas			Tapas solas para bandejas			
Ref.	L x An x Al (mm)	€	Color azul	Color verde	Color amarillo	€
039606	265 x 325 x 100	NC -	039657	039658	039659	NC -
039607	265 x 325 x 150	NC -	039657	039658	039659	NC -
039608	176 x 325 x 100	NC -	039660	039661	039662	NC -
039609	176 x 325 x 150	NC -	039660	039661	039662	NC -

Cajas herméticas

- De polipropileno
- Resistentes de -40 °C a +90 °C
- Etiqueta permanente integrada



Ref.	Dimensiones L x An x Al (mm)	Volumen (l)	Unid./ caja	€/ caja
540024B	325x265x150	10	6	NC -

Cajas de almacenamiento





- De polipropileno
- Tapas flexibles
- Cierre hermetico
- Resistente a ácidos y álcalis
- Temperatura de uso: - 20 °C a + 100 °C
- Calidad alimentaria
- Superficie antideslizante

Ref.	Volumen (l)	Dimensiones ext. L x An x Al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
540237	0,25	95 x 70	10	NC -
540238	0,5	110 x 94	10	NC -
540239	1	119 x 145	10	NC -
540240	2	167 x 145	10	NC -
540241	2	103 x 171	6	NC -
540243	6	200 x 383 x 115	5	NC -
540244	5	283 x 283 x 95	5	NC -
540245	8	283 x 283 x 141	5	NC -

Cajas de plástico multiusos



- De polipropileno de alta resistencia
- Cierre a prueba de manipulaciones, sellado perfecto
- Apto para productos alimenticios
- Color estándar cristal
- Se entregan con tapa

Ref.	Dimensiones ext. ø x al o L x an x al (mm)	Volumen (ml)	€
039997	95 x 64,3	280	NC -
039998	95 x 83,5	365	NC -
040002	95 x 118	520	NC -
040003	118 x 87,5	565	NC -
540140	128 x 128 x 89	900	NC -