Cajas de aluminio

Cajas ZARGES BOX



- Caja de aluminio
- Tapa de acero inoxidable con bisagras
- Dos correas
- Junta de estanqueidad
- Tapa bloqueable mediante cerradura, con candado
- Asas de transporte

Ref.	Dimensiones ext. L x An x Al (mm)	Dimensiones int. L x An x Al (mm)	Volumen (l)	€
670568	500 x 340 x 200	450 x 290 x 180	24	**NC -**
670569	600 x 400 x 240	550 x 350 x 220	42	**NC -**
670567	600 x 400 x 330	550 x 350 x 310	60	**NC -**
670570	800 x 400 x 330	750 x 350 x 310	81	**NC -**
670571	900 x 500 x 370	850 x 450 x 350	135	**NC -**

Cajas y cestas de transporte

Safety box y soportes


391483


391486

- De policarbonato, totalmente autoclavable
- Para el transporte de muestras biológicas
- Incluye asa de transporte de acero inoxidable
- Junta de silicona + 4 sujeciones laterales
- Aprobada por la Organización Mundial de la Salud
- L x An x Al : 330 x 175 x 180 mm

Ref.	Descripción	€
391483	Caja de seguridad Safety Box con asas	**NC -**

De acero inoxidable


Para 10 recipientes de hasta 200 ml y 4 recipientes de 30 ml.

Ref.	Descripción	€
391486	Rack para 10 recipientes ø 60 mm y 4 recipientes ø 25 mm	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
391484	Sujeciones de cierre de recambio	4	**NC -**
391485	Junta de silicona de recambio	1	**NC -**

Caja de transporte Nalgene™



Sistema de transporte cerrado de policarbonato transparente para proteger al usuario durante el transporte de la muestra.

- Para usar con racks Unwire
- Asas interiores moldeadas, asa de acero inoxidable opcional
- Las abrazaderas garantizan una buena estanqueidad
- En conformidad con la norma de transporte de los agentes patógenos OSHA
- Estándar 29 CFR Part 1910.1030
- Autoclavable desmontado
- Dimensiones L x P x Al : 370 x 185 x 173 mm

Ref.	Descripción	€
028014	Caja de transporte	**NC -**
029661	Asa de acero inox.	**NC -**