Vasos de poliestireno, sin asa

Vasos de un solo uso

- En poliestireno translúcido
- Con 4 bocas de vertido
- Buena resistencia química : ácidos diluidos, bases, alcoholes, soluciones acuosas
- Aplicaciones : absorción atómica, contaje de células sanguíneas, fotometría de llama

Ref.	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
045109	5	1000	**NC -**
045110	10	1000	**NC -**
045111	20	500	**NC -**
045112	50	500	**NC -**
045113	150	100	**NC -**
045114	250	100	**NC -**



Vasos de polipropileno, sin asa

Vasos graduados forma baja de PP Azlon®

DWK LIFE SCIENCES

- Termo-resistente hasta 121 °C
- Graduaciones impresas resistentes a los disolventes
- Conformes a la norma 7056
- Autoclavables

Ref.	Volumen (ml)	Graduaciones (ml)	Ø ext. (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
251516	10	2	27	36	12	**NC -**
251519	100	10	51	69	12	**NC -**
251521	400	50	80	111	6	**NC -**
251523	600	50	95	125	6	**NC -**
251524	1000	100	107	148	6	**NC -**
251525	2000	200	131	187	6	**NC -**



Vasos Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- De polipropileno translúcido o polimetilpenteno transparente
- Autoclavables
- Graduaciones impresas en azul

Capacidad (ml)	Unid./ bolsa	Ref.	€/ bolsa
30	12	**028857**	**NC -**
50	12	**028858**	**NC -**
100	12	**028859**	**NC -**
150	12	**028860**	**NC -**
250	6	**028861**	**NC -**
400	6	**028862**	**NC -**
600	4	**028863**	**NC -**
1000	3	**028864**	**NC -**
2000	1	**028865**	**NC -**
4000	1	**028866**	**NC -**



Pack variado vasos Nalgene™ de polipropileno translúcido

Ref.	Descripción	€
128018	Pack variado - contiene 1 vaso de cada uno de los siguientes volúmenes: 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml, 1000 ml	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB