Vasos de polipropileno, con asa

Jarras de gran volumen



088702

- De polipropileno
- Graduación moldeada
- Asa

Ref.	Volumen (l)	ø sup. x ø inf. x altura (mm)	€
088701	5	215 x 152 x 270	**NC -**
088702	10	269 x 223 x 320	**NC -**

Vasos con asa



- De polipropileno
- Asa de fácil agarre
- Marcado fácil de leer
- Boquilla de vertido antigoteo
- Autoclavables

Capacidad (ml)	Altura (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
100	73	6	**224018**	**NC -**
250	94	6	**224019**	**NC -**
500	128	6	**224020**	**NC -**
1000	150	4	**224021**	**NC -**
2000	192	4	**224022**	**NC -**
5000	263	2	**224023**	**NC -**
10000	330	1	**224024**	**NC -**

Vasos de polietileno de alta densidad, con asa

Vasos con asa Nalgene™



- Graduaciones moldeadas en onzas y mililitros
- Asa grande y fácil de agarrar

Capacidad	Unid./ bolsa	Ref.	€/ bolsa
1 litro	1	**028887**	**NC -**
3 litros	1	**028888**	**NC -**

Vasos de TPX, sin asa

Vasos Nalgene™



- De polipropileno translúcido o polimetilpenteno transparente
- Autoclavables
- Graduaciones impresas en azul

Capacidad (ml)	Unid./ bolsa	Ref.	€/ bolsa
50	12	**028878**	**NC -**
100	12	**028879**	**NC -**
150	12	**028880**	**NC -**
250	6	**028881**	**NC -**
400	6	**028882**	**NC -**
600	4	**028883**	**NC -**
1000	3	**028884**	**NC -**
2000	1	**028885**	**NC -**
4000	1	**028886**	**NC -**

Vasos graduados forma baja de PMP (TPX) Azlon®



- Termoresistentes hasta +150 °C
- Graduaciones impresas resistentes a los disolventes
- Conformes a la norma 7056
- Autoclavables

Volumen (ml)	Graduaciones (ml)	Ø ext. (mm)	Altura (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
25	5	35	50	**251526**	12	**NC -**
50	10	42	60	**251527**	12	**NC -**
100	10	51	69	**251528**	12	**NC -**
250	25	71	94	**251529**	6	**NC -**
500	50	87	117	**251531**	6	**NC -**
600	50	95	125	**251532**	6	**NC -**
1000	100	107	148	**251533**	6	**NC -**