
Vasos de TPX, sin asa

Vasos de TPX

- Altamente transparentes, autoclavables
- Dos tipos de graduación: moldeada en relieve o serigrafiada en azul
- Excelente resistencia química
- Apto para alimentos

		Grad. moldeadas			Grad. serigrafiadas		
Volumen (ml)	ø x al (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
25	34 x 49	391562	20	NC -	391553	20	NC -
50	42 x 60	391563	20	NC -	391554	20	NC -
100	52 x 72	391564	12	NC -	391555	12	NC -
250	71 x 95	391565	16	NC -	391556	16	NC -
500	88 x 119	391566	12	NC -	391557	12	NC -
1000	110 x 146	391567	4	NC -	391558	4	NC -
2000	133 x 184	391568	4	NC -	391559	4	NC -
3000	159 x 200	391569	2	NC -	391560	2	NC -
5000	190 x 228	391570	2	NC -	391561	2	NC -



Vasos de TPX

- Versión en polimetilpenteno (TPX)
- Forma apilable para ahorrar espacio al almacenar
- Marcado fácil de leer
- Boquilla de vertido antigoteo
- Autoclavables

Capacidad (ml)	Altura (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
50	59	12	224010	NC -
100	73	12	224011	NC -
250	94	12	224012	NC -
500	128	6	224013	NC -
1000	150	4	224014	NC -
2000	190	4	224015	NC -
5000	263	2	224016	NC -
10000	328	1	224017	NC -



Vasos de TPX, con asa

Vasos con asa

- Versión en polimetilpenteno (TPX)
- Asa de fácil agarre
- Marcado fácil de leer
- Boquilla de vertido antigoteo
- Autoclavables



Capacidad (ml)	Altura (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
100	73	6	224025	NC -
250	94	6	224026	NC -
500	128	6	224027	NC -
1000	150	4	224028	NC -
2000	192	4	224029	NC -
5000	263	2	224030	NC -
10000	330	1	224031	NC -

Vasos con asa Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



- De polimetilpenteno transparente
- Graduaciones moldeadas en onzas y mililitros
- Autoclavables
- Asa grande y fácil de agarrar

Capacidad	Unid./ bolsa	Ref.	€/ bolsa
1 litro	1	028889	NC -
3 litros	1	028890	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB