Probetas de polipropileno

Probetas graduadas forma baja de polipropileno Azlon®



- De polipropileno de alta calidad
- Forma baja
- Base redonda con orificio de drenaje
- Graduaciones moldeadas con impresión azul

Ref.	Vol. (ml)	Alt. (mm)	Tolerancia (± ml)	Unid./ caja	€/ caja
232718	100	163	2	5	**NC -**
232719	250	192	5	1	**NC -**
232720	500	218	10	1	**NC -**
232721	1000	285	20	1	**NC -**

Probetas graduadas forma baja



Probeta de forma baja de polipropileno.

- Graduaciones moldeadas
- Excelente resistencia química
- Autoclavable

Ref.	Vol. (ml)	Graduación (ml)	Divisiones (ml)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
391145	10	2	0,25	16	88	10	**NC -**
391146	25	5	1	22	107	10	**NC -**
391147	50	10	2,5	29	143	12	**NC -**
391148	100	25	5	34	178	8	**NC -**
391149	250	50	10	45,5	264	4	**NC -**
391107	500	100	10	55,5	305	4	**NC -**
391108	1000	200	25	70	332	2	**NC -**
391150	2000	400	50	92	371	2	**NC -**

Probetas graduadas forma baja polipropileno

NUEVO



- De polipropileno
- Gran claridad
- Graduaciones en azul
- DIN 12681 y ISO 6706

Ref.	Volumen (ml)	Graduación (ml)	Altura (mm)	Precisión (ml)	Unid./ caja	€/ caja
145613	10	0,2	145	± 0,2	10	**NC -**
145614	25	0,5	170	± 0,5	10	**NC -**
145615	50	1	200	± 1	10	**NC -**
145616	100	1	250	± 1	10	**NC -**
091481	250	2	315	± 2	5	**NC -**
145617	500	5	360	± 5	5	**NC -**
145597	1000	10	440	± 10	5	**NC -**
145618	2000	20	535	± 20	1	**NC -**

Probetas graduadas de polipropileno translúcido Azlon®



- De polipropileno translúcido
- Serigrafiados
- Graduadas
- Con boquilla

		Graduaciones moldeadas			Graduaciones serigrafiadas		
Vol. (ml)	Ø x al (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
10	14 x 140	**001964**	10	**NC -**	**090208**	1	**NC -**
25	20 x 170	**090209**	1	**NC -**	**002042**	1	**NC -**
50	26 x 200	**7CP0050P**	10	**NC -**	**090202**	1	**NC -**
100	31 x 250	**7CP0100P**	5	**NC -**	**090203**	1	**NC -**
250	42 x 315	**7CP0250P**	1	**NC -**	**090204**	1	**NC -**
500	55 x 360	**7CP0500P**	1	**NC -**	**090205**	1	**NC -**
1000	66 x 440	**7CP1000P**	1	**NC -**	**090206**	1	**NC -**
2000	83 x 535	**090207**	1	**NC -**	**002043**	1	**NC -**

Juego de 6 probetas con graduaciones moldeadas

(uno de cada uno de los siguientes volúmenes: 10, 25 50, 100, 250 y 500 ml)

Ref.	Descripción	€ el juego
001965	Juego de 6 probetas	**NC -**