Probetas de polipropileno

Probetas graduadas de polipropileno



- Graduaciones moldeadas fáciles de leer
- Grandes bocas de vertido antigoteo
- Base hexagonal para mayor estabilidad
- Autoclavables
- Norma de precisión : DIN 1261 / ISO 6706

Capacidad (ml)	Graduaciones (ml)	Margen de error (ml)	Alt. (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
10	0,2	± 0,2	138	12	**224032**	**NC -**
25	0,5	± 0,5	170	12	**224033**	**NC -**
50	1	± 1	198	12	**224034**	**NC -**
100	1	± 1	257	6	**224035**	**NC -**
250	2	± 2	314	6	**224036**	**NC -**
500	5	± 5	344	3	**224037**	**NC -**
1000	10	± 10	412	3	**224038**	**NC -**
2000	20	± 20	482	3	**224039**	**NC -**

Probetas de TPX

Probetas graduadas PMP clase A



- Forma alta
- Clase A conforme con la norma DIN 12681 y ISO 6706
- Transparente, graduaciones en la masa, impresas en azul
- Base hexagonal
- Precisión controlada por pieza y marcada con una "H", calibrada para contener "In"
- Con un certificado de lote
- Autoclavable hasta +121 °C
- Para proteger la graduación, limpiar hasta un máximo de +60 °C

Ref.	Capacidad (ml)	Tolerancia (± ml)	Graduación (ml)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Unid./ caja	€/ caja
090672B	10	0,1	0,2	145	12	2	**NC -**
068766	25	0,2	0,5	169	21	2	**NC -**
068767	50	0,2	1	199	26	2	**NC -**
068768	100	0,4	1	260	34	2	**NC -**
068769	250	0,4	2	315	47	2	**NC -**
068770	500	1,4	5	350	61	2	**NC -**
068771	1000	2,5	10	415	76	1	**NC -**
068772	2000	5	20	482	97	1	**NC -**

Probetas graduadas forma baja



Probetas de forma baja de polipropileno o de TPX.

- Graduaciones moldeadas
- Excelente resistencia química
- Autoclavable

Ref.	Vol. (ml)	Graduación (ml)	Divisiones (ml)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
391151	10	2	0,25	16	87	10	**NC -**
391152	25	5	1	22	107	10	**NC -**
391153	50	10	2,5	29	143	12	**NC -**
391154	100	25	5	34,5	177	8	**NC -**
391155	250	50	10	46	263	4	**NC -**
391156	500	100	10	56	302	4	**NC -**
391157	1000	200	25	71	331	2	**NC -**
391158	2000	400	50	92	369	2	**NC -**

Probetas graduadas de TPX Nalgene™



- De polimetilpenteno transparente (TPX)
- Con base azul
- Clase B
- Graduaciones moldeadas
- Autoclavables

Capacidad (ml)	Incremento (ml)	Precisión (ml)	Ref.	€
10	0,2	+/- 0,20	**028833**	**NC -**
25	0,5	+/- 0,34	**028834**	**NC -**
50	1	+/- 0,50	**028835**	**NC -**
100	1	+/- 1	**028836**	**NC -**
250	2	+/- 2	**028837**	**NC -**
500	5	+/- 4	**028838**	**NC -**
1000	10	+/- 6	**028839**	**NC -**
2000	20	+/- 12	**028840**	**NC -**
4000	50	+/- 29	**028841**	**NC -**