Probetas de TPX

Probetas graduadas económicas Nalgene™

- Graduaciones moldeadas
- De polimetilpenteno transparente (TPX)

Capacidad (ml)	Incremento (ml)	Ref.	€
10	0,2	**028849**	**NC -**
25	0,5	**028850**	**NC -**
50	1	**028851**	**NC -**
100	1	**028852**	**NC -**
250	2	**028853**	**NC -**
500	5	**028854**	**NC -**
1000	10	**028855**	**NC -**



Probetas forma alta con graduaciones azules

- Producido según las normas ISO 6706 – 1981 y BS 5404 (2a parte 1977)
- Perfectamente transparentes
- Autoclavables
- Se utiliza con líquidos a temperaturas de hasta +170 °C
- Paredes hidrófugas
- Ausencia total de menisco
- Graduaciones permanentes

Vol. (ml)	Grado (ml)	División (ml)	Precisión (ml)	ø x al (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
10	2	0,2	+/- 0,2	13,5 x 140	10	**391358**	**NC -**
25	5	0,5	+/- 0,5	18 x 195	30	**391359**	**NC -**
50	10	1	+/- 1,0	25,5 x 199	30	**391360**	**NC -**
100	10	1	+/- 1,0	30,5 x 249	30	**391361**	**NC -**
250	20	2	+/- 2,0	41,5 x 315	12	**391362**	**NC -**
500	50	5	+/- 5,0	55 x 361	12	**391363**	**NC -**
1000	100	10	+/- 10,0	66 x 439	6	**391364**	**NC -**
2000	200	20	+/- 20,0	84 x 531	2	**391365**	**NC -**



Probetas graduadas de TPX

- Versión polimetilpenteno
- Graduaciones moldeadas fáciles de leer
- Grandes bocas de vertido antigoteo
- Base hexagonal para mayor estabilidad
- Autoclavables
- Norma de precisión : DIN 1261 / ISO 6706

Capacidad (ml)	Graduaciones (ml)	Margen de error (ml)	Alt. (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
10	0,2	± 0,2	138	12	**224040**	**NC -**
25	0,5	± 0,5	170	12	**224041**	**NC -**
50	1	± 1	198	12	**224042**	**NC -**
100	1	± 1	257	6	**224043**	**NC -**
250	2	± 2	314	6	**224044**	**NC -**
500	5	± 5	344	3	**224045**	**NC -**
1000	10	± 10	412	3	**224046**	**NC -**
2000	20	± 20	482	3	**224047**	**NC -**



Probetas graduadas de polimetilpenteno (TPX) de alta calidad

- Graduaciones moldeadas fáciles de leer
- Grandes bocas de vertido antigoteo
- Base hexagonal para mayor estabilidad
- Autoclavables
- Estándar de alta precisión: DIN 12681

Ref.	Capacidad (ml)	Graduaciones (ml)	Margen de error (ml)	Altura (mm)	€
224048	10	0,2	± 0,1	138	**NC -**
224049	25	0,5	± 0,25	170	**NC -**
224050	50	1	± 0,5	198	**NC -**
224051	100	1	± 0,5	257	**NC -**
224052	250	2	± 1	314	**NC -**
224053	500	5	± 2,5	344	**NC -**
224054	1000	10	± 5	412	**NC -**
224055	2000	20	± 10	482	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB