Erlenmeyer sin tapón de polipropileno

Erlenmeyer Nalgene™



- Autoclavables
- Modelo de 2 litros con graduaciones moldeadas

Ref.	Capacidad (ml)	Número tapón	Unid./ bolsa	€/ bolsa
029007	125	3	12	**NC -**
029008	250	6	6	**NC -**
029009	500	7	4	**NC -**
029010	1000	8	2	**NC -**
029011	2000	10	2	**NC -**

Erlenmeyer económicos



- Material: polipropileno
- Para todos los usos habituales de laboratorio
- Boca normalizada para esmerilados
- Autoclavables

Ref.	Graduación (ml)	Volumen (ml)	Boca NS	Unid./ caja	€/ caja
391388	10	50	14/23	20	**NC -**
391389	25	125	14/23	20	**NC -**
391390	25	250	19/26	15	**NC -**
391391	50	500	24/29	8	**NC -**
391392	50	1000	29/32	8	**NC -**
391393	100	2000	34/35	4	**NC -**

Erlenmeyer con tapón de polipropileno

Matraces Erlenmeyer, boca ancha y boca estrecha Azlon®

Erlenmeyer boca ancha, graduado de polipropileno



- Con tapón de rosca
- De polipropileno
- Muy transparentes
- Con graduaciones
- Boca hembra normalizada para esmerilados
- Autoclavables

Volumen (ml)	Graduación (ml)	Boca CN	Ref.	€
50	10	34/35	**093002**	**NC -**
100	20	34/35	**093003**	**NC -**
250	50	45/40	**093004**	**NC -**
500	100	45/40	**093005**	**NC -**
1000	200	45/40	**093006**	**NC -**

Erlenmeyer boca estrecha, graduado de polipropileno



- Boca estrecha
- Tapón de LDPE
- Muy transparentes

Ref.	Capacidad (ml)	Diámetro ext. (mm)	Altura (mm)	Boca NC	Unid./ caja	€/ caja
092300B	50	52	90	34/35	6	**NC -**
092301B	100	64	110	34/35	6	**NC -**
092302B	250	85	140	45/40	6	**NC -**
092303B	500	108	180	45/40	6	**NC -**
092304B	1000	135	220	45/40	4	**NC -**