Matraces aforados de polipropileno

Matraces aforados de polipropileno Azlon®



- Autoclavables (debe sacarse el tapón)
- Clase B
- Cuello esmerilado
- En polipropileno translúcido o TPX transparente
- Con tapón de polipropileno y línea de aforo

Volumen (ml)	Boca CN	ø x al* (mm)	Ref.	€
25	10/19	40 x 118	**001068**	**NC -**
50	14/23	48 x 156	**001069**	**NC -**
100	14/23	63 x 180	**001070**	**NC -**
250	19/26	83 x 240	**001071**	**NC -**
500	19/26	103 x 270	**001072**	**NC -**
1000	24/29	125 x 310	**093000**	**NC -**

* Altura total con tapón.

Matraces aforados con tapón estándar



- De polipropileno
- Sin menisco (facilita mucho la lectura)
- Aforado con método gravimétrico a 20 °C en clase B
- Autoclavables
- Incluye tapones

Ref.	Volumen (ml)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	NS/DIN	Unid./ caja	€/ caja
391366	25	121	36	12/21	20	**NC -**
391367	50	143	46	14/23	20	**NC -**
391368	100	174	58	14/23	20	**NC -**
391369	250	225	82	19/26	10	**NC -**
391370	500	265	100	19/26	10	**NC -**
391371	1000	325	120	19/26	5	**NC -**

Matraces aforados de TPX

Matraces aforados de PMP clase A



- Transparente, con tapón de polipropileno R.I.N
- Marcado circular ajustado individualmente
- Tolerancias conforme a los requisitos de la categoría A según DIN EN ISO 1042
- Con número de lote impreso y certificado
- Autoclave hasta +121 °C, limpieza no superior a 60 °C

Ref.	Volumen (ml)	Tolerancia +/- (ml)	Altura (mm)	Tapón RIN	Unid./ caja	€/ caja
068682	10	0,04	90	10 / 19	6	**NC -**
068683	25	0,04	115	10 / 19	6	**NC -**
068684	50	0,06	150	10 / 19	6	**NC -**
068685	100	0,10	180	14 / 23	6	**NC -**
068687	500	0,25	270	19 / 26	4	**NC -**
068688	1000	0,40	310	24 / 29	3	**NC -**

Matraces aforados de TPX Azlon®



- Autoclavables (debe sacarse el tapón)
- Clase B
- Cuello esmerilado
- En polipropileno translúcido o TPX transparente
- Con tapón de polipropileno y línea de calibre

Volumen (ml)	Boca CN	ø x al* (mm)	Ref.	€
25	10/19	40 x 118	**001073**	**NC -**
50	14/23	48 x 156	**001074**	**NC -**
100	14/23	63 x 180	**001075**	**NC -**
250	19/26	83 x 240	**001076**	**NC -**
500	19/26	103 x 270	**001077**	**NC -**
1000	24/29	125 x 310	**093001**	**NC -**

* altura total con tapón