Embudos de decantación

Embudos de decantación de Teflón Nalgene™

- De teflón FEP, llave de teflón TFE, tapón de rosca de Tefzel ETFE, sin ftalatos
- Embudos irrompibles, transparentes y antiadherentes para una fácil limpieza
- No quedan mojados
- Tapón y llave de cierre herméticos; la llave se desmonta fácilmente para la limpieza
- Se utilizan con agitadores mecánicos si se instala una abrazadera al nivel de la llave de cierre para la sujeción del tubo
- Autoclavables, excepto la llave de cierre, que se puede desinfectar químicamente



Ref.	Volumen (ml)	Tamaño de tapón (mm)	Long. del embudo por debajo de la llave (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
029659	125	28	65	1	4	**NC -**
029737	250	33	65	1	1	**NC -**
029738	500	43	65	1	1	**NC -**
029739	1000	53	65	1	1	**NC -**
029740	2000	53	65	1	1	**NC -**
020389	817	150	220	15	95	**NC -**

Embudos de poliestireno para líquidos

Embudos de poliestireno Simport®

- De poliestireno
- Embudos de uso general
- Con ranuras para un mejor flujo
- De un solo uso



ø (mm)	Altura (mm)	Longitud varilla (mm)	ø varilla (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
55	69	25	4,3	100	**040725**	**NC -**
65	78	30	4,3	100	**040726**	**NC -**

Embudos de polipropileno para líquidos


Embudos de polipropileno multiuso

Ref.	Volumen (ml)	Diámetro (mm)	Longitud (mm)	Ø int. varilla (mm)	Longitud varilla (mm)	€
020383	6	30	47	4	25	**NC -**
020384	14	40	65	4	35	**NC -**
020385	32	50	85	7	43	**NC -**
020386	88	75	108	7	55	**NC -**
020387	222	100	155	8	77	**NC -**
020388	342	120	180	11	90	**NC -**
020389	817	150	220	15	95	**NC -**



Embudos de polipropileno Simport®

- De polipropileno
- Embudos de uso general
- Con ranuras para un mejor flujo
- De un solo uso



ø (mm)	Altura (mm)	Longitud varilla (mm)	ø varilla (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
55	69	25	4,3	100	**040727**	**NC -**
65	78	30	4,3	100	**039913**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB