Embudos de polipropileno para líquidos

Embudos analíticos



- Material: polipropileno
- Adecuado para todos los usos habituales de laboratorio
- Soporta temperaturas de hasta +120 °C y puede esterilizarse
- Provisto de ranuras
- Cuerpo con paredes inclinadas a 60°C y dimensiones correspondientes a los distintos tipos de filtros, planos o plegados

Ref.	Diámetro (mm)	Volumen (ml)	Longitud varilla (mm)	ø varilla (mm)	€
391394A	27	3,5	37	4	NC -
391395A	37	10	37	5	NC -
391396A	46	20	43	5	NC -
391397AA	66	50	62	10	NC -
391398A	81	100	70	11	NC -
391400A	120	350	86	11	NC -
391402A	183	1250	140	14	NC -

Embudos analíticos Nalgene™



- De polipropileno autoclavable
- El cuerpo tiene un ángulo de 60° interno con surcos de 58° para una filtración más rápida
- Surcos externos que evitan el blocaje del aire

Ø interno sup. (mm)	34	55	66	77	104	158
Ø ext. varilla (mm)	6	7	7	7	9	14
Longitud varilla (mm)	52	61	65	80	99	151
Altura total (mm)	78	105	116	145	183	276
Capacidad (ml)	10	41	65	114	254	976
Ø papel filtro (mm)	55	90	110	125	185	240
Unid./caja	12	12	12	6	4	2
Ref.	029484	029486	029487	029488	029490	029491
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Embudos usos diversos Nalgene™



De polipropileno autoclavable.

Material	PP	PP
Diámetro int. sup. (mm)	65	103
Diámetro ext. varilla (mm)	10	11
Longitud varilla (mm)	21	34
Altura total (mm)	65	117
Capacidad (ml)	62	270
Unid./caja	12	12
Ref.	029497	029499
€/caja	NC -	NC -

Embudos para líquidos, de polietileno de alta densidad

Embudos grandes de polietileno Nalgene™



Diámetro int. sup. (mm)	201	258
Diámetro ext. varilla (mm)	23	21
Longitud varilla (mm)	89	92
Altura total (mm)	245	300
Capacidad (ml)	1899	4064
Unid./caja	1	1
Ref.	029509	029510
€/caja	NC -	NC -