Embudos para líquidos de polietileno de alta densidad

Embudos de uso general de HDPE

- En HDPE
- Gruesos
- Robustos
- Con ranuras para mejorar la fluidez
- Con anillo de suspensión para almacenamiento

Ref.	Volumen (ml)	ø superior (mm)	ø inferior (mm)	€
391440A	100	80	13	**NC -**
391441A	300	100	14,7	**NC -**
391442A	450	120	20	**NC -**
391443A	750	140	24	**NC -**
391444A	1500	180	30	**NC -**
391445A	2750	220	35	**NC -**
391446A	4000	260	38	**NC -**
391447	5500	310	43	**NC -**
391448	10000	420	57	**NC -**



Embudos para líquidos de polietileno de baja densidad

Embudos de alta resistencia y paredes gruesas Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

De polietileno de baja densidad.



ø int. sup (mm)	101	152	248
ø ext. varilla (mm)	12	15	23
Longitud varilla (mm)	34	44	67
Altura total (mm)	146	196	319
Capacidad (ml)	254	777	3684
Unid./caja	2	1	1
Ref.	**029505**	**029506**	**029507**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Embudos de uso diverso Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



Material	HDPE
Diámetro int. sup. (mm)	155
Diámetro ext. varilla (mm)	26
Longitud varilla (mm)	67
Altura total (mm)	176
Capacidad (ml)	1059
Unid./caja	12
Ref.	**029501**
€/caja	**NC -**

Embudos de polipropileno para polvo

Embudos para polvo Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



- De polipropileno autoclavable
- Varilla corta con bordes paralelos para evitar el bloqueo del polvo
- Ranuras externas

Diámetro int. sup. (mm)	65	79	104	147
Diámetro ext. varilla (mm)	16	16	21	27
Longitud varilla (mm)	22	29	33	30
Altura total (mm)	67	85	106	136
Capacidad (ml)	68	115	243	716
Unid./caja	12	12	6	4
Ref.	**029494**	**029495**	**029197**	**029496**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Embudos para polvo



- De polipropileno
- Autoclavables
- Para el transvase de polvos o de grandes cantidades de líquido
- Ángulo del cuerpo 60°
- Excelente resistencia química

Diámetro (mm)	60	80	100	120	150	180
Diámetro varilla (mm)	15	15	25	30	36	43
Ref.	**391490A**	**391491A**	**391492A**	**391493A**	**391494A**	**391495A**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB