Bandejas para pesar de poliestireno

Bandejas para pesar estándar o antiestáticas

Vol. (ml)	L x An x Al (mm)	Tipo	Negro	Blanco	Azul	Unid./ caja	€/ caja
			Forma cuadrada				
7	46 x 46 x 8	Estándar	030920B	030925B	320600	500	NC -
100	85 x 85 x 24	Estándar	037800	030901B	320601	500	NC -
250	140 x 140 x 22	Estándar	030921B	030902B	320602	500	NC -
7	46 x 46 x 8	Antiestático	030906B	030912B	320603	500	NC -
100	85 x 85 x 24	Antiestático	030907B	030913B	320604	500	NC -
250	140 x 140 x 22	Antiestático	030908B	030914B	320605	500	NC -
			Forma rombo				
5	55 x 35 x 6	Estándar	030916	320611	-	500	NC -
25	71 x 46 x 14	Estándar	320613	030922	-	500	NC -
30	78 x 56 x 14	Estándar	030917	030923	-	500	NC -
100	119 x 90 x 19	Estándar	030918B	030924B	-	500	NC -
5	55 x 35 x 6	Antiestático	030903	030909	-	500	NC -
25	71 x 46 x 14	Antiestático	320614	320612	-	500	NC -
30	78 x 56 x 14	Antiestático	030904	030910	-	500	NC -
100	119 x 90 x 19	Antiestático	030905B	037862	-	500	NC -
			Forma cuadrada poco profunda (ideal para pesar productos solidos)				
7	90 x 90 x 7	Estándar	-	320610	-	500	NC -



- De poliestireno flexibles
- Biológicamente inertes
- Resistentes a ácidos diluidos y débiles, soluciones acuosas, alcoholes y bases
- Resiste a temperaturas de -10 °C a +70 °C
- FDA / calidad alimentaria

Bandejas para pesar

Bandejas flexibles de poliestireno. Ideales para manipular, transferir o pesar cristales.

Forma	L x An x Al (mm)	Blanco	Verde	Unid./ caja	€/ caja
Cuadrada	41 x 41 x 7,5	245496	245497	500	NC -
Rombo	86 x 58 x 16	245498	245499	500	NC -
Rombo	150 x 100 x 25	245494	-	250	NC -



Bandejas para pesar

- De poliestireno flexible
- Biológicamente inertes
- Resistentes a los ácidos diluidos y débiles, soluciones acuosas, alcoholes y bases
- Resiste a temperaturas de -10 °C a +70 °C
- FDA / calidad alimentaria
- Fondo plano 12 mm

L x An x Al (mm)	Unid./ caja	Estándar	€/ caja	Antiestático	€/ caja
43 x 58 x 13	500	320191	NC -	320607	NC -
83 x 132 x 26	500	047688	NC -	320608	NC -
108 x 183 x 26	500	320606	NC -	320609	NC -



Bandejas para pesar Wheaton®

DWK LIFE SCIENCES

- Poliestireno de alta resistencia
- Manipulación de líquidos o sólidos
- Antiestáticas para evitar la retención de muestras por electricidad estática
- Esquinas redondeadas

Forma	Volumen (ml)	L x An (mm)	Unid/ bolsa	Unid./ caja	Blanco	€/ caja	Negro	€/ caja
Cuadrada	7	44 x 44	1000	25000	055806	NC -	055805	NC -
	100	80 x 80	1000	10000	055802	NC -	055801	NC -
	250	140 x 140	1000	4000	055804	NC -	055803	NC -
Rombo	5	55 x 35	1000	30000	055800	NC -	055799	NC -
	30	85 x 65	500	5000	055798	NC -	055797	NC -
	100	125 x 100	250	1500	055796	NC -	055795	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB