
Bandejas para pesar de poliestireno

Bandejas para pesar, microvolumen



NUEVO

- De poliestireno
- Fácil manejo
- Antiestáticas
- Calidad alimentaria
- Volumen aproximado : 500 µl

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
320777	Bandeja para pesar micro volumen	250	NC -

Bandejas para pesar de aluminio

Micro-bandejas para pesar de aluminio



- Compatibles con la mayoría de los analizadores y microbalanzas

Ref.	L x An base (mm)	Altura (mm)	Volumen (µl)	Unid./ caja	€/ caja
045380	6,5 x 3,5	2,5	40	250	NC -
045381	10 x 4	4,5	110	250	NC -
045382	12 x 4	2,7	120	250	NC -
045383	12 x 2	4,5	120	250	NC -
045384	25 x 7	7	1120	50	NC -
045385	Ø 6	3,5	35	250	NC -
045379	Ø 13	2,5	350	100	NC -


Bandejas de aluminio, paredes plisadas con pestañas



- Lengüeta de fijación
- Paredes con pliegues rígidas
- Universales, de múltiples usos
- Como capsula de evaporación o para almacenamiento

Ref.	Volumen (ml)	ø x al (mm)	€ 100 unid.
045117	20	43 x 13	NC -
045118	50	57 x 15	NC -
045119	70	70 x 15	NC -

Bandejas de aluminio





Bandejas de aluminio de pared lisa, de un solo uso. Ideales como cápsulas de evaporación, bandejas de pesaje, bandejas de almacenamiento.

Bandejas de paredes bajas

Ref.	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
045121	70 x 6	50	NC -
045370	102 x 7	50	NC -
045371	121 x 4	100	NC -

Cápsula de paredes lisas

Ref.	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
045120	70 x 17	100	NC -
045122	103 x 18	100	NC -

Cápsulas acampanadas para evaporación



Cápsulas de paredes estriadas

Ref.	Ø int. x al (mm)	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
045160	44 x 12	-	100	NC -
045123	63 x 18	1,6	100	NC -
045124	65 x 30	75	100	NC -
045161	110 x 39	200	50	NC -
045162	180 x 30	500	50	NC -