
Palas, cucharas y espátulas de muestreo Laboplast y Steriplast







- De poliestireno blanco
- Envase individual
- Producido y ensamblado en una sala limpia de clase 7
- Calidad Steriplast: esterilizado por irradiación gamma (mínimo 10 kGy)
- Cumple las directrices EU Food y la FDA

Laboplast bio y Steriplast bio

- De polietileno blanco
- Materiales y envases fabricados íntegramente con recursos renovables

GoGreen

Steriplast detectable

- En poliestireno azul
- Detectables por escáner de color, detector de metales o rayos X

1 Pala de muestreo

					Laboplast		Steriplast		Laboplast bio		Steriplast bio		Steriplast detectable	
Capacidad (ml)	Longitud (mm)	Tapa	Unid./ bolsa	Unid./ caja	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
25	141	No	1	10	795500	NC -	795508	NC -	795516	NC -	795520	NC -	795651	NC -
25	142	Sí	1	10	795501	NC -	795509	NC -	-	-	-	-	-	-
50	160	No	1	10	795502	NC -	795510	NC -	795517	NC -	795521	NC -	795652	NC -
50	161	Sí	1	10	795503	NC -	795511	NC -	-	-	-	-	-	-
100	205	No	1	10	795504	NC -	795512	NC -	795518	NC -	795522	NC -	795653	NC -
100	206	Sí	1	10	795505	NC -	795513	NC -	-	-	-	-	-	-
150	216	No	1	10	795506	NC -	795514	NC -	795519	NC -	795523	NC -	795654	NC -
150	218	Sí	1	10	795507	NC -	795515	NC -	-	-	-	-	-	-
250	232	No	1	10	795560	NC -	795564	NC -	-	-	-	-	795655	NC -
250	235	Sí	1	10	795561	NC -	795565	NC -	-	-	-	-	-	-
500	280	No	1	10	795562	NC -	795566	NC -	-	-	-	-	795656	NC -
500	283	Sí	1	10	795563	NC -	795567	NC -	-	-	-	-	-	-
1000	332	No	1	10	795639	NC -	795640	NC -	-	-	-	-	795657	NC -

2 Cucharas de extracción

				Laboplast		Steriplast		Laboplast bio		Steriplast bio		Steriplast detectable	
Capacidad (ml)	Longitud (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
2,5	127	1	100	795524	NC -	795526	NC -	795528	NC -	795530	NC -	795659	NC -
10	170	1	100	795525	NC -	795527	NC -	795529	NC -	795531	NC -	795660	NC -

3 Espátulas de muestreo

					Laboplast		Steriplast		Laboplast bio		Steriplast bio		Steriplast detectable	
L. lámina (mm)	L. total (mm)	Funda	Unid./ bolsa	Unid./ caja	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
150	263	No	1	10	795532	NC -	795534	NC -	795536	NC -	795537	NC -	795658	NC -
150	268	Sí	1	10	795533	NC -	795535	NC -	-	-	-	-	-	-





Kit de muestreo estéril SteriPlast

Kit que contiene diez palas o espátulas Steriplast y diez bolsas SteriBag Premium.

Ref.	Componentes del kit	€
795662	10 palas de muestreo 50 ml Steriplast ref. 795510 y 10 SteriBag Premium 300 ml ref. 795661	NC -
795663	10 espátulas de muestreo 150 mm Steriplast ref. 795532 y 10 SteriBag Premium 300 ml ref. 795661	NC -

Espátulas pequeñas



- Blancas
- Resisten hasta 230 °C

Ref.	Longitud (cm)	€
857049	30	NC -
857050	40	NC -



- Mango resistente a 200 °C
- Paleta de silicona soporta hasta 260 °C

Ref.	Longitud (mm)	€
857051	250	NC -
857052	350	NC -
857053	450	NC -