Cucharas de extracción

- De plástico, esterilizadas
- Ideal para todas las tomas de muestras sólidas o líquidas.
- De poliestireno High Impact
- Envase individual estéril o de 12 unidades no estériles
- Mango largo para fácil extracción
- Modelo económico de una sola pieza



Cucharas estériles pequeñas

Vol. (ml)	Long. mango (mm)	Unid. de env.	Ref.	€ la caja de 200	Ref.	€ la caja de 10
1,2	178	1	**085876**	**NC -**	**085876A**	**NC -**
2,5	178	1	**085877**	**NC -**	**085877A**	**NC -**
5	178	1	**085878**	**NC -**	**085878A**	**NC -**
15	178	1	**085879**	**NC -**	**085879A**	**NC -**

Cucharas estériles grandes

Vol. (ml)	L x An x Al (mm)	L. tot. (mm)	Unid. de env.	Ref.	€ la caja de 100	Ref.	€ la caja de 10
60	25 x 76 x 38	178	1	**085881**	**NC -**	**085881A**	**NC -**
125	25 x 89 x 44	191	1	**085882**	**NC -**	**085882A**	**NC -**
250	51 x 127 x 51	216	1	**085883**	**NC -**	**085883A**	**NC -**



Cucharas de una pieza económicas - Estériles por unidad o no estériles (12 unid.).

	Laboplast							Laboplast bio			
Vol. (ml)	Unid. de env.	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
1,25	1	**085975**	100	**NC -**	**085975A**	10	**NC -**	-	-	-	-
2,5	1	**085976**	100	**NC -**	-	-	-	**085990**	12	12	**NC -**
5	1	**085977**	100	**NC -**	**085977A**	10	**NC -**	-	-	-	-
8	1	**085978**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-
20	1	**085979**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-
63	1	**085980**	50	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-
83	1	**085981**	50	**NC -**	-	-	-	**085986**	12	12	**NC -**
125	1	**085982**	50	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-
250	1	**085983**	50	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-

Astucia

Palas y cucharas de extracción no estériles : pág. 1003

Cubierto multifunciones

- 3 en 1: cuchara, tenedor y cuchillo
- Laterales cortantes para diestros y zurdos.
- Longitud: 180 mm
- De poliestireno blanco
- Envase estéril unitario
- Toma de muestras líquidas o sólidas
- Alimentaridad: materia conforme con la reglamentación n° 1935/2004



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
150127	Cubierto multifunciones	500	**NC -**

Cucharas con espátula, de un solo uso

- Espátula doble con cuchara de 0,5 ml y hoja de espátula de 17 mm
- De poliestireno blanco
- Resistentes a los productos químicos y a la corrosión
- Esterilizadas por irradiación gamma
- Producido y ensamblado en una sala limpia de clase 7
- Cumple las directrices EU Food y la FDA



Ref.	Descripción	Estéril	Envase individual	Unid./ caja	€/ caja
795631	Cuchara con espátula LaboPlast	No	No	100	**NC -**
795632	Cuchara con espátula SteriPlast	Sí	Sí	100	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB