Cucharas de muestreo estériles



- Estériles, envase unitario
- Color rojo
- 3 volúmenes: 60, 125 y 250 ml

Ref.	Capacidad (ml)	Dimensiones (mm)	Longitud total (mm)	Unid./ caja	€/ caja
085900A	60	-	-	10	**NC -**
085901	125	25 x 89 x 44	216	100	**NC -**
085901A	125	25 x 89 x 44	216	10	**NC -**
085902	250	51 x 127 x 51	221	100	**NC -**
085902A	250	51 x 127 x 51	221	10	**NC -**

Espátula de muestreo estéril en V



Esta espátula es ideal para la toma de muestras en polvo (o granuladas) muestreo en bolsas o contenedores.

- Longitud total : 229 mm
- Longitud espátula : 152 mm

Ref.	Descripción	Volumen (ml)	L x p (mm)	Unid./ caja	€/ caja
085880	Espátula estéril en V	36	19 x 13	100	**NC -**

Pala de muestreo con bolsa estéril



Este kit incluye una bolsa estéril de 114 x 229 mm y una pala de muestreo.

Ref.	Descripción	Capacidad (ml)	Unid./ caja	€/ caja
085932	Juego de pala y bolsa	60	50	**NC -**

Varios: accesorios de plástico

Copas de experimento de polipropileno o TPX

- En polipropileno translúcido o polimetilpenteno transparente (TPX)
- Con graduaciones moldeadas
- Forma de copa
- Amplia base redonda
- Autoclavables



			Polipropileno		TPX	
Volumen (ml)	Graduación (ml)	Altura (mm)	Ref.	€	Ref.	€
100	2	120	**046954**	**NC -**	**046950**	**NC -**
250	5	160	**046955**	**NC -**	**046951**	**NC -**
500	10	180	**046956**	**NC -**	**046952**	**NC -**
1000	20	270	**046957**	**NC -**	**046953**	**NC -**

Cesta autoclavable Nalgene™



- De polipropileno
- No raya el vidrio o el plástico
- Tapa con bisagras
- Autoclavable

Ref.	Dimensiones an x Lx al (mm)	€
029334A	178 x 156 x 178	**NC -**