Varios: accesorios de plástico

Cajas de esterilización Polysteribox



Caja de esterilización, autoclavable, reutilizable.

- Autoclavables hasta +134 °C
- Marcado CE
- Sin soporte de instrumento de silicona
- Accesorios de recambio bajo pedido
- Se entregan sin alfombrilla de picos
- Pernos de seguridad de un solo uso que permiten cerrar la caja de forma inviolable (2 pernos por cada caja)
- Posibilidad de añadir etiquetas de seguridad que se deslizan por las muescas (por ejemplo: etiquetas indicadoras que pasan del rojo al marrón si la esterilización ha sido efectiva)

Ref.	Modelo	Dimensiones int. (mm)	Dimensiones ext. (mm)	€
070541B	S	177 x 76 x 45	208 x 111 x 54	**NC -**
070542B	M	155 x 123 x 32	184 x 144 x 59	**NC -**
070543B	L	261 x 164 x 65	290 x 183 x 74	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
070584	Pernos de seguridad	1000	**NC -**
070586	Etiquetas de seguridad para Polysteribox S,M y L	1000	**NC -**
070587	Alfombrilla de picos para Polysteribox S	1	**NC -**
070588	Alfombrilla de picos para Polysteribox M	1	**NC -**
070589	Alfombrilla de picos para Polysteribox L	1	**NC -**

Desecadores

Mini desecadores







- Mini desecadores con puerta de fácil apertura
- Para el almacenaje de productos sensibles a la humedad
- Utilizan gel de sílice como agente secante
- Puerta con cierre hermético que protege el contenido de la contaminación exterior
- 2 versiones :
  - Basic: sin metal, sin estante (disponibles opcionalmente), apilables
  - Premium: además de las características de la versión «Basic», se suministra con 2 estantes, pies de goma e higrómetro

Modelo con cámara de gas inerte

- Se suministra con desecante en un contenedor resellable
- Con 2 conexiones rápidas para el gas con válvulas autoblocantes y tubos de 5 m

Modelo de policarbonato con cámara negra y naranja

- Para proteger las muestras de la incidencia de la luz y de los rayos UV
- Se suministra con desecante en un contenedor resellable

Modelo cámara móvil con asa de transporte

- De policarbonato
- Puerta con bisagra y gran apertura
- Dimensiones: 221 x 183 x 214 mm
- Volumen : 6 kg
- Estantes de PMMA
- Utilizable de - 35 °C a +70 °C
- Presión normal



490955

	Basic		Premium	
Cámara	**Ref.**	**€**	**Ref.**	**€**
Simple	**490948**	**NC -**	**490951**	**NC -**
Doble	**490949**	**NC -**	**490952**	**NC -**
Triple	**490950**	**NC -**	**490953**	**NC -**
Móvil	**490954**	**NC -**	**490958**	**NC -**
Gas inerte	**490955**	**NC -**	**490959**	**NC -**
Negro	**490956**	**NC -**	**490960**	**NC -**
Protección naranja	**490957**	**NC -**	**490961**	**NC -**