Desecadores

Desecadores con estructura reforzada de aluminio anodizado

	Star	Super star	Grand star	Maxi 1 Bola	Maxi 2 Bola	Star Vitrum	Mini Vitrum
							
Material	De acrílico transparente, permite una buena observación					Vidrio de borosilicato 3,3	
Estructura reforzada de aluminio anodizado	x	x	x	x	x	x	x
Junta de sellado de caucho sintético	x	x	x	x	x	x	x
Con desecante, envasado en una práctica bolsa	x	x	Desecante no incluido, pedir por separado			x	x
Cerradura magnética	x	x	x	x	x	x	
Con higrómetro de precisión electrónico en la puerta, que muestra los valores máximos y mínimos de temperatura y humedad	x	x	x	x	x	x	x
Con dispositivos para el suministro de gas, incluidas válvulas de seguridad y tubos de empalme		x					
N° de estantes max	26		17	34	17 x 2	26	1
N° de bandejas para el desecante	1				2	1	-
N° estantes ajustables suministrados	4 (vidrio)		2 (acero inox.)	4 (acero inox.)			1 (acero inox.)
Pies	4 pies antideslizantes de goma			4 ruedecillas (2 piezas con freno de fijación)		4 pies antideslizantes de goma	
Número de puertas	1				2	1	1
Temperatura	-20 °C a +70 °C					-20 °C a +150 °C	-70 °C a +120 °C
Dimensiones exteriores an x al x p (mm)	304 x 520 x 375		585 x 560 x 555	585 x 1150 x 530	585 x 1150 x 55	310 x 525 x 375	220 x 183 x 214
Dimensiones interiores útiles (an x al x p) (mm)	260 x 480 x 320		502 x 502 x 502	502 x 1030 x 502	2 compartimentos de 502 x 502 x 502	260 x 480 x 330	200 x 170 x 180
Volumen total (l)	45		156	311	156 x 2	45	6
Peso (kg)	7	7,5	18	30	34	14	2
Ref.	**490900**	**490901**	**490902**	**490903**	**490904**	**490962**	**499107**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Estante de repuesto para Grand Star, Maxi 1 Bola, Maxi 2, Bola

Ref.	Descripción	€
490927	Estante de repuesto de acero inoxidable con guías	**NC -**

Cámara de secado

- De acrílico con bisagras de acero y junta de neopreno
- Para la conservación y protección contra el polvo y la humedad dentro de frigoríficos o sobre la mesa de laboratorio
- Para el almacenamiento de compuestos anhidros y muestras higroscópicas
- Estantes regulables
- Con bandeja con reborde para el desecante

Ref.	Número de estantes	Número de surcos	Dimensiones (Al x An x p) mm	€
029467	2	3	178 x 305 x 305	**NC -**
029468	3	5	305 x 305 x 305	**NC -**
029381	4	7	457 x 305 x 305	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB