# Desecadores

## Desecadores Secador verticales y horizontales

- De copoliéster
- Para el almacenamiento de productos sensibles a la humedad
- Modulo automático : regeneración, deshumidificación y desecación cada 20 minutos
- Version ámbar : para los productos sensibles a la luz (reducción de 50% de la penetración de la luz visible)
- Puerta ancha con higrómetro digital
- Estantes perforados amovibles

### Desecadores verticales

- Dimensiones L x p (mm) : 341 x 414




| Modelo | 2,0 | | 3,0 | | 4,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Transparente | Ámbar | Transparente | Ámbar | Transparente | Ámbar |
| Altura (mm) | 314 | 314 | 417 | 417 | 518 | 518 |
| Volumen (l) | 33 | 33 | 45 | 45 | 53 | 53 |
| Número de estantes | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ref. | 085110 | 947849 | 086695 | 947850 | 947851 | 947852 |
| € | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - |

### Desecador horizontal

- Dimensiones L x Pr. x Al. (mm) 518 x 414 x 341



| Modelo | 4,0 |
|---|---|
| Color | Transparente |
| Volumen (l) | 53 |
| Número de estantes | 2 |
| Ref. | 088876 |
| € | NC - |

## Desecador de policarbonato Nalgene™



- Transparente, ligero
- Para aplicaciones de vacío o no
- Mantiene un vacío de 711 mm de Hg durante 24 horas
- Para su uso únicamente a temperatura ambiente
- Una junta de silicona garantiza la estanqueidad
- Acepta tubos de 6,6 a 9,1 mm de diámetro interior
- Placa de 230 mm de diámetro no incluida (ref. 029290)

| | |
|---|---|
| Fondo | Policarbonato |
| Tapa | Policarbonato no autoclavable |
| Altura total (mm) | 329 |
| ø exterior (mm) | 280 |
| ø interior (mm) | 251 |
| Espacio útil (mm) | 195 |
| Ref. | 029289 |
| € | NC - |

## Desecadores de policarbonato



Desecadores con llave, de gran volumen interior, completamente transparentes.

- Llave de polipropileno con conector de teflón para tubos de diámetro interior 1/4" (6,4 mm)
- Tapa con asa
- Junta tórica de neopreno
- Placa perforada interna de polipropileno incluida

| Ref. | ø ext. (mm) | ø int. (mm) | ø placa (mm) | Altura (mm) | Altura superior de la placa (mm) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 039705 | 171 | 149 | 140 | 206 | 121 | NC - |
| 039706 | 230 | 197 | 190 | 260 | 157 | NC - |
| 039707 | 273 | 240 | 230 | 311 | 197 | NC - |