Desecadores

Desecador con tapa de policarbonato Nalgene™

- Tapa transparente, fondo azul, de polipropileno
- El modelo con llave se utiliza para conectar tubos de 1/4" de Ø int.
- Modelos sin junta, la estanqueidad se consigue mediante grasa de vacío
- Para su uso únicamente a temperatura ambiente
- Necesita la placa perforada de 230 mm de diámetro

Modelo	Autoclavable	No autoclavable
Tapa	Policarbonato	Policarbonato
Fondo	De polipropileno azul	De polipropileno azul
Grifo TFE	No	Sí
Altura total (mm)	262	262
ø exterior (mm)	330	330
ø interior (mm)	246	246
Espacio útil (mm)	143	143
Ref.	**029363**	**029364**
€	**NC -**	**NC -**



Cartuchos de desecante

- Para desecadores de vidrio o de plástico
- Pasan de azul a rosa según la cantidad absorbida
- Posibilidad de regenerar el desecante en estufa a 150 °C

Ref.	Descripción	€
948612	Cartucho desecante de 500 g	**NC -**
948619	Cartucho desecante de 1000 g	**NC -**



Geles de sílice para desecador

- Determinación del grado de saturación gracias a un cambio de color
- Dos versiones disponibles:
  - naranja cuando el gel está seco, volviéndose marrón/negro con la saturación
  - ámbar cuando el gel está seco, volviéndose verde con la saturación (versión sin cobalto)
- Modo de regeneración: a 90-100 °C, alrededor de 90 min para 1 cm de gel de sílice presente en la bandeja

Ref.	Descripción	€
490938	Gel de sílice naranja 360 g	**NC -**
490937	Gel de sílice naranja 720 g	**NC -**
453317-CER	Gel de sílice ámbar sin cobalto 1 kg	**NC -**
453319-CER	Gel de sílice ámbar sin cobalto 5 kg	**NC -**


Geles de sílice

Soportes para gel de sílice

Adecuado para el desecador Star Ref. 490900.

Ref.	Dimensiones L x Al x P (mm)	€
490940	347 x 30 x 297	**NC -**


Soportes para geles de sílice

Placa para desecador Nalgene™

Para completar los desecadores 029289, 029363 y 029364.
De composite metal-cerámica, color verde claro.

Ref.	Descripción	€
029290	Placa para desecador	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB