Tubos termoplásticos Venabio Pump

Material	Termoplástico vulcanizado
Apariencia	Opaco
Dureza shore A	62,5
Temperatura de uso:	- 45 a + 135 °C



- Fabricado en sala blanca ISO clase 7
- Larga vida útil de la bomba peristáltica
- Impresión del número de lote y las dimensiones en el tubo
- Doble envase



Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
823534	1,6	4,8	1,6	15,24	NC -
823535	1,6	6,4	2,4	7,62	NC -
823536	3,2	7,9	2,4	7,62	NC -
823537	4,8	7,9	1,6	15,24	NC -
823538	4,8	9,5	2,4	15,24	NC -
823539	6,4	9,5	1,6	15,24	NC -
823540	6,4	11,1	2,4	15,24	NC -
823541	6,4	12,7	3,2	15,24	NC -
823542	7,9	11,1	1,6	15,24	NC -
823543	7,9	12,7	2,4	15,24	NC -
823544	9,5	14,3	2,4	15,24	NC -
823545	9,5	15,9	3,2	15,24	NC -
823546	12,7	17,5	2,4	15,24	NC -
823547	12,7	19,1	3,2	15,24	NC -
823548	19,1	25,4	3,2	15,24	NC -
823549	19,1	28,6	4,8	15,24	NC -
823550	25,4	34,9	4,8	15,24	NC -

Tubos Pharmed

Material	Pharmed
Apariencia	Opaco
Dureza shore A	64
Temperatura de uso:	- 59 a + 135 °C



- Fabricado en sala blanca ISO clase 7
- Permeabilidad reducida
- Conforme USP clase VI, FDA y NSF



Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
260096	0,5	3,7	1,6	7,5	NC -
260087	0,8	4	1,6	7,5	NC -
260088	1,6	3,2	0,8	7,5	NC -
260089	1,6	4,8	1,6	7,5	NC -
260090	2,4	5,6	1,6	7,5	NC -
260091	3,2	4,8	0,8	7,5	NC -
260092	3,2	6,4	1,6	7,5	NC -
260093	4,8	8	1,6	7,5	NC -
260094	6,4	9,5	1,6	7,5	NC -
260095	6,4	12,7	3,2	7,5	NC -
260097	8	11,1	1,6	7,5	NC -
260098	9,5	12,7	1,6	7,5	NC -
260099	9,5	15,9	3,2	7,5	NC -
260100	12,7	19	3,2	7,5	NC -
260101	15,9	22,2	3,2	7,5	NC -
260102	19	25,4	3,2	7,5	NC -

Tubos flexibles Tygon A-60-F

Material	Tygon A-60-F
Apariencia	Opaco
Dureza shore A	61
Temperatura de uso:	- 60 a + 135 °C



- Larga vida útil de la bombas peristálticas
- Resistente a los rayos UV y al ozono
- Compatible con una amplia gama de productos de limpieza y detergentes



Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
260103B	1,6	4,8	1,6	15	NC -
260104B	3,2	6,4	1,6	15	NC -
260105B	4,8	8	1,6	15	NC -
260106B	6,4	9,6	1,6	15	NC -
260107B	6,4	12,7	3,15	15	NC -
260108B	3	5	1	15	NC -
260109B	4	6	1	15	NC -
260110B	4	8	2	15	NC -
260111B	6	10	2	15	NC -
260112B	7	11	2	15	NC -
260113B	8	12	2	15	NC -
260114B	10	14	2	15	NC -
260115B	8	11,1	1,55	15	NC -
260116B	9,5	12,7	1,6	15	NC -
260117B	9,5	15,9	3,2	15	NC -
260118B	12,7	19	3,15	15	NC -
260119B	15,9	22	3,05	15	NC -
260120B	19	25,4	3,2	15	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB