
Tubos para bombas peristálticas



Tubos de 39 cm con 2 grapas de color.

6 tipos de polímero :

- Pharmed : baja permeabilidad al gas, cumple con las normas FDA y clase VI de la Farmacopea de EE.UU ; excelente compatibilidad química ;
- Tygon LMT-55 : PVC transparente, flexible, no tóxico, no contaminante, excelente resistencia mécanica y química, sin DEHP; clase VI de la Farmacopea Americana.
- Tygon SPT-3350 : silicona platino, superficie interior muy lisa, conforme a la FDA y a la farmacopea estadounidense, clase VI, no hemolítica, no citotóxico, no pirogénico, utilizable de - 80 °C a + 230 °C, excelente resistencia química.
- Santoprene : buena resistencia mecánica y química, flexible y robusto, no tóxico, utilizable de - 50°C a + 135°C, cumple con las normas FDA y clase VI ;
- PVC : flexible y robusto, poca permeabilidad, utilizable de - 50°C a + 74°C, clase VI ;
- Silicona : buena resistencia química, flexible, inodoro, no tóxico, utilizable de -50°C a +230°C, Clase VI.

Color grapa 1	Color grapa 2	ø int. (mm)	ø ext. (mm)	Espesor (mm)	Pharmed	Tygon LMT-55	Tygon SPT-3350	Santoprene	PVC	Silicona
Naranja	Negro	0,13	1,93	0,9	-	260290B	-	-	4906517	-
Naranja	Rojo	0,19	1,99	0,9	-	260291B	-	-	4906518	-
Naranja	Azul	0,25	2,05	0,9	260335	260292B	-	4906500	4906519	4906584
Naranja	Verde	0,38	2,18	0,9	-	260293B	-	4906501	4906521	4906585
Verde	Amarillo	0,44	2,24	0,9	-	-	-	-	-	-
Naranja	Amarillo	0,51	2,31	0,9	260337	260295B	260352	4906502	4906522	4906586
Blanco	Amarillo	0,57	2,37	0,9	-	260296B	-	-	-	-
Naranja	Blanco	0,64	2,44	0,9	260338	260297B	260353	4906503	4906523	4906587
Negro	Negro	0,76	2,46	0,85	260339	260298B	260354	4906504	4906524	4906588
Naranja	Naranja	0,89	2,59	0,85	260340	260299B	260355	4906505	4906525	4906589
Blanco	Negro	0,95	2,65	0,85	-	260300B	-	-	-	-
Blanco	Blanco	1,02	2,72	0,85	260341	260301B	260356	4906506	4906526	4906590
Blanco	Rojo	1,09	2,79	0,85	-	260302B	-	-	-	-
Rojo	Rojo	1,14	2,84	0,85	-	260303B	260357	4906507	4906527	4906591
Rojo	Gris	1,22	2,92	0,85	-	260304B	-	-	-	-
Gris	Gris	1,3	3	0,85	260343	260305B	260358	4906508	4906528	4906592
Amarillo	Amarillo	1,42	3,12	0,85	260344	260306B	260359	4906509	4906529	4906593
Amarillo	Azul	1,52	3,22	0,85	260345	-	260360	4906510	4906530	4906594
Azul	Azul	1,65	3,35	0,85	260346	260308B	260361	4906511	4906531	4906595
Azul	Verde	1,75	3,45	0,85	-	260309B	-	-	-	-
Verde	Verde	1,85	3,55	0,85	260347	260310B	-	4906512	4906532	4906596
Violeta	Violeta	2,06	3,76	0,85	260348	260311B	260363	4906513	4906533	4906597
Violeta	Negro	2,29	3,99	0,85	260349	260312B	260364	4906514	4906534	4906598
Violeta	Naranja	2,54	4,24	0,85	260350	260313B	-	4906515	4906535	4906599
Violeta	Blanco	2,79	4,48	0,85	260351	260314B	-	4906516	4906536	4906600
Negro	Blanco	3,17	4,87	0,85	-	260315B	-	-	4906537	4906601
				Unid./caja	6	12	6	6	12	6
				€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Tubos calibrados para bomba peristáltica Gilson

GILSON



Ref.	Descripción	ø interior (mm)	Unid./ caja	€/ caja
066149	Tubo de PVC naranja/azul	0,25	12	NC -
066150	Tubo de PVC naranja/verde	0,38	12	NC -
066151	Tubo de PVC naranja/amarillo	0,5	12	NC -
066152	Tubo de PVC negro/negro	0,76	12	NC -
066153	Tubo de PVC blanco/blanco	1	12	NC -
066154	Tubo de PVC gris/gris	1,29	12	NC -
066155	Tubo de PVC amarillo/azul	1,52	12	NC -
066156	Tubo de PVC azul/azul	1,65	12	NC -
066157	Tubo de PVC violeta/violeta	2,06	12	NC -
066158	Tubo de PVC violeta/negro	2,28	12	NC -
066159	Tubo de PVC violeta/blanco	2,79	12	NC -
066160	Tubo de PVC blanco/negro	3,16	12	NC -
066161	Tubo de fluoroelastómero	3	4	NC -
066162	Tubo de fluoroelastómero	4	4	NC -
066163	Tubo de fluoroelastómero	0,5	4	NC -
066164	Tubo de fluoroelastómero	1	4	NC -
066165	Tubo de fluoroelastómero	2	4	NC -

Amplia gama de tubos..

- Versión estándar: 0,3 µl/min a 30 ml/min (presión máxima 0,5 MPa)
- Versión high flow : 1 ml/min a 220 ml/min (presión máxima 0,3 MPa)

Astucia

Ver también tubos Pharmed y conectores página 1015