Cortatubos



- Corta recta y limpiamente tubos de hasta 20 mm de diámetro exterior
- Adecuado para todos los grosores de pared

Ref.	Descripción	€
795818	Cortatubos hasta Ø 20 mm	NC -

Cinta de PTFE



- En PTFE
- Para proteger las roscas y remediar las fugas
- Color blanco
- L x An : 12 mm x 12 m

Ref.	Descripción	€ 10 unid.
391507B	Cinta de PTFE de 12 metros	NC -

Abrazaderas para tubos

- Permite fijar firmemente los tubos

Abrazaderas de ajuste de POM

- Abrazadera deslizante para manejarla con una sola mano



Ref.	Para tubos Ø ext. (mm)	Unid./ caja	€/ caja
796159	6 - 6,5	10	NC -
796200	9 - 10	10	NC -
796160	10 - 11	10	NC -
796202	11 - 12	10	NC -
796203	12 - 14	10	NC -
796204	13 - 15	10	NC -
796205	15 - 17	10	NC -
796206	17 - 19	10	NC -
796207	18 - 20	10	NC -
796208	20 - 22	10	NC -
796209	23 - 25	10	NC -

Abrazaderas de ajuste de acero inoxidable

- Abrazadera deslizante, para extraerlo requiere un destornillador plano



Ref.	Para tubos Ø ext. (mm)	Unid./ caja	€/ caja
796193	8 - 12	10	NC -
796194	10 - 16	10	NC -
796195	12 - 20	10	NC -
796196	16 - 27	10	NC -
796197	20 - 32	10	NC -
796198	25 - 40	10	NC -

Contrapeso de acero inox. para tubo



- Mantiene el tubo sumergido
- De acero inox. 304
- Autoclavable

Ref.	Ø interna de tubo (mm)	€
129355	0,8	NC -
129356	1,6	NC -
129357	2,4	NC -
129358	3,1	NC -
129359	4,8	NC -
129360	6,4	NC -
129491	7,9	NC -
129492	9,6	NC -
129493	12,7	NC -

Boquillas de dispensación de acero inox.



- Facilita la dispensación de líquido
- De acero inox. 304
- Autoclavable

Ref.	Ø interna de tubo (mm)	€
129349	0,8	NC -
129350	1,6	NC -
129351	2,4	NC -
129352	3,1	NC -
129353	4,8	NC -
129354	6,4	NC -
129494	7,9	NC -
129495	9,6	NC -
129496	12,7	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB